

LIITE I – TEKNISET TIEDOT

1. Vaihtelee käyttäjän painon, maaston tyypin, akun ampeerituntien (Ah), akun varauksen, akun kunnon, rengastyypin ja renkaiden kunnon mukaan. Nämä tekniset tiedot voivat vaihdella (+ tai -) 10 %.

2. Valmistustoleranssien ja jatkuvan tuotekehityksen vuoksi tekniset tiedot voivat vaihdella (+ tai -) 3 %.

3. Arviodut täytettyjen renkaiden kokonaismitat.

4.

5. Testattu ASN/RESNA, WC Vol 2, Section 4 ja ISO 7176-4 -standardien mukaisesti. Tulokset johdettu teoreettisista laskelmista laskelmista perustuvat akun tekniset tiedot ja käyttöjärjestelmän suorituskyky. Testi suoritettu suurimmalla sallitulla painolla.

HUOMAUTUS: Tämä tuote täyttää kaikki sovellettavat ANSL-RESNA-testausvaatimukset ja ISO 7176 EN12184 -standardit. Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Blimo X-40 käyttöohjeet



SISÄLTÖ

I. JOHDANTO.....	1
II. TURVALLISUUS.....	2
III. MATKAKÄYTTÖINEN SKOOTTERI	17
IV. AKUT JA LATAUS.....	2
V. KÄYTTÖ.....	30
VI. MUKAVUUDEN SÄÄTÖ	33
VII. PURKAMINEN JA KOKOAMINEN	35
VIII. PERUSVIOIDEN MÄÄRITTÄMINEN	36
IX. HOITO JA HUOLTO	38
X. TAKU	42
LIITE I – TEKNISET TIEDOT.....	28

TURVALLISUUSOHJEET

Hyvät käyttäjät, kiitos, että käytätte liikuntarajoitteisten skootteriamme. Toivomme, että se helpottaa työtänne ja elämääänne. Jotta voitte käyttää ja käsitellä tuotetta oikein, pitää sen hyvässä kunnossa ja pidentää sen käyttöikää, lukekaa ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.




VAROITUS! Vain valtuutettu toimittaja tai pätevä teknikko saa suorittaa tämän skootterin ensimmäisen asennuksen ja kaikki tämän

Käyttöohjeessa ja skootterissa käytetään seuraavia symboleja varoitusten ja tärkeiden tietojen merkitsemiseen. On erittäin tärkeää, että luette ne ja ymmärrätte ne täysin.



VAROITUS! Ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen. Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja, komponenttien vaurioitumisen

tai toimintahäiriön. Tuotteessa tämä kuvake on esitetty vasemmalla olevassa kuvassa.



PAKOLLINEN! Nämä toimet on suoritettava ohjeiden mukaisesti. Pakollisten toimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai laitevaurioita.

Tuotteessa tämä kuvake on esitetty vasemmalla olevassa kuvassa.

Täytä seuraavat tiedot nopeaa käyttöä varten:

Palveluntarjoaja:	
Osoite:	
Puhelinnumero	
Ostopäivä:	Sarjanumero:

HUOMAUTUS: Tämä käyttöohje on koottu julkaisun ajankohtana saatavilla olleiden uusimpien teknisten tietojen ja tuotetietojen perusteella. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia, jos ne ovat tarpeen. Kaikki muutokset ostamaasi tuotteeseen. Tämän käyttöohjeen uusin/nykyinen versio on saatavilla verkkosivustollamme.

I. JOHDANTO

TURVALLISUUS

Ostamasi tuote yhdistää

Huippuluokan komponentit, joissa on huomioitu turvallisuus, mukavuus ja tyyli. Olemme varmoja, että tämän tuotteen ominaisuudet tarjoavat sinulle päivittäisissä toimituksissa tarvitsemasi mukavuuden. Kun ymmärrät, miten tätä tuotetta käytetään ja huolletaan turvallisesti, voit nauttia vuosien ajan ongelmattomasta käytöstä ja huollosta.

Lue ja noudata kaikkia tämän käyttöohjeen ja muiden mukana toimitettujen asiakirjojen ohjeita, varoituksia ja huomautuksia ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Lisäksi turvallisuutesi riippuu sinusta itsestäsi sekä hoitajastasi, hoitohenkilökunnasta ja terveydenhuollon ammattilaisista, joiden on käytettävä hyvää harkintaa.

Jos tässä käyttöohjeessa on tietoja, joita et ymmärrä, tai jos tarvitset lisäapua asennuksessa tai käytössä, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen ja tuotteessa olevien ohjeiden, varoitusten ja huomautusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai tuotteen vaurioitumisen ja mitätöi tuotteen takuun.

OSTAJAN SOPIMUS

Hyväksymällä tämän tuotteen toimituksen sitoudut olemaan muuttamatta, muokkaamatta tai muokkaamatta tätä tuotetta tai poistamatta tai tekemättä toimintakyvyttömäksi tai vaaralliseksi tämän tuotteen suojuksia, suojaevyjä tai muita turvallisuusominaisuuksia; laiminlyömättä, kieltäytymättä tai laiminlyömättä asentamasta ajoittain toimittamiamme jälkiasennussarjoja, jotka on tarkoitettu parantamaan tämän tuotteen turvallista käyttöä.

TOIMITUS

Ennen skootterin käyttöä varmista, että toimitus on täydellinen, koska jotkut osat voivat olla pakattuina erikseen. Jos et ole saanut täydellistä toimitusta, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Jos kuljetuksen aikana on tapahtunut vahinkoa pakkaukselle tai sisällölle, ota yhteyttä vastuulliseen kuljetusyritykseen.

II. TURVALLISUUS

TUOTETURVALLISUUSMERKIT

Alla olevia symboleja käytetään matkaskootterissa varoitusten, pakollisten toimien ja kiellettyjen toimien merkitsemiseen. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät ne täysin.



Lue ja noudata käyttöohjeessa olevia tietoja.



Istuimen enimmäispaino



Kokoonpanon aikana syntyvät puristus-



/murskauskohdat Akussa olevat syövyttävät kemikaalit



EMI-RFI – Tämä tuote on testattu ja hyväksytty 20 V/m:n häiriönsietotasolla



Lukitsematon ja vapaakäyntitilassa. Aseta laite tasaiselle alustalle ja sivulle, kun vaihdat ajotilasta vapaakäyntitilaan tai vapaakäyntitilasta ajotilaan.

Lukittu ja ajotilassa

II. TURVALLISUUS



Älä anna lasten leikkiä Travel Scooterin lähellä ilman valvontaa, kun akut latautuvat.



Älä poista kaatumisenestopyöriä.



Älä käytä matkapuhelinta, radiopuhelinta, kannettavaa tietokonetta tai muuta radiolähetintä käytön aikana.



Vältä altistumista sateelle, lumelle, jäälle, suolalle tai seisovalle vedelle aina kun mahdollista. Säilytä ja huolla laite puhtaassa ja kuivassa paikassa.



Maadoituspiikin irrottaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Asenna tarvittaessa hyväksytty 3-napainen sovitin 2-napaisella pistokkeella varustettuun pistorasiaan.



Älä liitä jatkojohtoa AC/DC-muuntajaan tai akkulaturiin.



Pidä työkalut ja muut metalliesineet poissa akun napoista. Kosketus työkaluihin voi aiheuttaa sähköiskun.



Älä avaa akkua ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen ohjeet sen avaamisesta.



Pidä kädet poissa renkaista ajon aikana. Huomaa, että löysät vaatteet voivat jäädä kiinni vetorenkaisiin.



Älä käytä akkuja, joiden ampeerituntikapasiteetti (Ah) on erilainen. Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja. Vaihda aina molemmat akut samanaikaisesti.

II. TURVALLISUUS



Älä istu Mobilit-tuotteen päällä, kun sitä käytetään yhdessä minkäänlaisen nostolaitteen kanssa.



Kun olet minkäänlaisella nousulla tai laskuilla, älä koskaan aseta skootteria vapaakäyntitilaan istuessasi siinä tai seisoessasi sen vieressä.



Räjähdysvaara!



Hävittäminen ja kierrätys – ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi tietoa tuotteen ja sen pakkauksen asianmukaisesta hävittämisestä.



Jätteiden ja pakkausten käsittely



Käytä suojalaseja



Akkulaturi sisäkäyttöön



Sisältää lyijyä



Syttyvä materiaali. Älä altista avotulelle.

YLEISTÄ



PAKOLLINEN! Älä käytä uutta Travel Scooter -skootteriasi ensimmäistä kertaa ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen kokonaan

Travel Scooter on huippuluokan elämänlaatua parantava laite, joka on suunniteltu liikkuvuuden parantamiseen. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita, jotka sopivat parhaiten Travel Scooter -skootterin käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Huomaa, että lopullinen

II. TURVALLISUUS

valinta ja ostopäätös käytettävän Travel Scooter -skootterin tyypistä on sellaisen Travel Scooter -skootterin käyttäjän vastuulla, joka kykenee tekemään tällaisen päätöksen, sekä hänen terveydenhuollon ammattilaisensa (eli lääkärin, fysioterapeutin jne.) vastuulla. Tämän käyttöohjeen sisältö perustuu oletukseen, että liikkumisvälineiden asiantuntija on sovittanut Travel Scooter -skootterin käyttäjälle asianmukaisesti ja avustanut määräävää terveydenhuollon ammattilaista ja/tai valtuutettua toimittajaa tuotteen käyttöohjeiden antamisessa.

Tietyissä tilanteissa, mukaan lukien joissakin sairaustapauksissa, Travel Scooter -käyttäjän on harjoitettava Travel Scooterin käyttöä koulutetun avustajan läsnä ollessa. Koulutettu avustaja voi olla perheenjäsen tai hoitohenkilökuntaan kuuluva ammattilainen, joka on saanut erityiskoulutuksen Travel Scooter -käyttäjän avustamiseen erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa.

Kun alat käyttää Travel Scooteria päivittäisissä toiminnoissa, tulet todennäköisesti kohtaamaan tilanteita, joissa tarvitset hieman harjoitusta. Ota vain rauhallisesti, niin pian hallitset jo täysin ja luottavaisesti Travel Scooteria oviaukkojen läpi, hissien sisään ja ulos, ramppien ylös ja alas sekä kohtuullisen maaston yli.

Alla on joitakin varotoimia, vinkkejä ja muita turvallisuusnäkökohtia, jotka auttavat sinua totuttamaan Travel Scooterin turvalliseen käyttöön.

MUUTOKSET

Skootterimme on suunniteltu ja valmistettu tarjoamaan maksimaalista liikkuvuutta ja käytännöllisyyttä. Älä missään tapauksessa muokkaa, lisää, poista tai poista käytöstä mitään Travel Scooter -skootterin ominaisuuksia, osia tai toimintoja.



VAROITUS! Älä muokkaa Travel Scooteria millään tavalla, jota emme ole hyväksyneet. Älä käytä lisävarusteita, joita ei ole

testattu tai hyväksytty tuotteillemme. IRROTETTAVAT OSAT



VAROITUS! Älä yritä nostaa tai siirtää Travel Scooteria sen irrotettavista osista, kuten käsinojista, istuimesta tai suojuksesta.

TURVALLISUUSTARKASTUS ENNEN AJON ALOITTAMISTA

Tutustu Travel Scooter -skootterin tuntumaan ja ominaisuuksiin. Suosittelemme 6

II. TURVALLISUUS

, että suoritat turvallisuustarkastuksen ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että Travel Scooter toimii sujuvasti ja turvallisesti.

Suorita seuraavat tarkastukset ennen skootterin käyttöä:

- Tarkista kaikki sähköliitännät. Varmista, että ne ovat tiukasti kiinni ja eivät ole ruostuneet.
- Tarkista kaikki johtosarjan liitännät. Varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.
- Tarkista jarrut.
- Tarkista akun varaus.

Jos havaitset ongelman, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

PAINORAJOITUKSET

Skootterillasi on enimmäispainorajoitus. Katso tiedot teknisistä tiedoista taulukosta.



PAKOLLINEN! Pysy skootterin määritellyssä painorajoituksessa .Painorajoituksen ylittäminen painorajaa takuu raukeaa.

ei ole vastuussa loukkaantumisista ja/tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat painorajoitusten noudattamatta jättämisestä.



VAROITUS! Älä kuljeta matkustajia skootterillasi.

Matkustajien kuljettaminen skootterilla voi vaikuttaa painopisteeseen ja aiheuttaa kaatumisen tai putoamisen.

KALTEVUUSTIEDOT

Yhä useammissa rakennuksissa on tietyn kaltevuuden omaavia ramppoja, jotka on suunniteltu helpottamaan ja turvaamaan kulkua. Joissakin rampeissa voi olla kaarteita

(180 asteen kaarteet), jotka vaativat hyvää kaarreaidotaitoa skootterilla.

- Aja erittäin varovasti, kun lähestyt alamäkeen johtavaa ramppia tai muuta kaltevuutta
- Käänny skootterilla leveästi tiukoissa mutkissa. Näin skootterin takapyörät seuraavat leveää kaarta eivätkä leikkaa mutkaa lyhyeksi eivätkä törmää tai jää kiinni kaiteen kulmiin.
- Kun ajat ramppia alas, pidä skootterin nopeuden säätö asetettuna hitaimpaan nopeuteen, jotta lasku on turvallinen ja hallittu.
- Vältä äkillisiä pysähdyksiä ja lähtöjä. Kun nouse kaltevaa mäkeä, yritä pitää skootteri liikkeessä. Jos joudut pysähtymään, käynnistä skootteri uudelleen hitaasti ja kiihdytä sitten.

II. TURVALLISUUS

Aja varovasti. Ajaessasi alamäkeä, aseta nopeuden säätöpyörä hitaimmalle asetukselle ja aja vain eteenpäin. Jos skootterisi alkaa liikkua alamäessä odotettua tai toivottua nopeammin, anna sen pysähtyä kokonaan vapauttamalla kaasun hallintavipu. Työnnä sitten kaasun hallintavipua hieman eteenpäin varmistaaksesi turvallisen laskun.



VAROITUS! Kun olet minkäänlaisella nousulla tai laskulla, älä koskaan aseta Travel Scooteria vapaakäyntitilaan istuessasi

tai seisomassa sen vieressä.

VAROITUS! Kun nouset mäkeä, älä aja zigzag-liikkeitä tai kulmassa mäen rinnettä ylös. Aja matkaskootterilla suoraan mäkeä ylös. Tämä vähentää huomattavasti kaatumisen tai putoamisen mahdollisuutta. Ole aina erittäin varovainen mäkiä ajettaessa.



VAROITUS! Älä aja Travel Scooter -skootterilla rinteiden sivua pitkin tai vinosti ylös tai alas rinteessä; älä pysähdy, jos mahdollista,

Ajaessasi ylös- tai alamäkeä.

VAROITUS! Älä aja ylös tai alas mahdollisesti vaarallisilla kaltevilla pinnoilla (esim. lumella, jäällä, leikatulla ruoholla tai lehdillä peitetyillä alueilla).

VAROITUS! Vaikka Travel Scooter -skootterisi pystyy nousemaan kuvassa 1 esitettyjä jyrkempiä rinteitä, älä missään tapauksessa ylitä tässä käyttöohjeessa esitettyjä kaltevuusohjeita tai muita teknisiä tietoja. Se voi aiheuttaa Travel Scooter -skootterisi epävakauden.


Vammaisten julkiset luiskat eivät ole kaikissa maissa viranomaisten sääntelyn alaisia, joten niiden kaltevuusprosentti ei välttämättä ole sama. Muut kaltevuudet voivat olla luonnollisia tai, jos ne ovat ihmisen tekemiä, niitä ei ole suunniteltu erityisesti Travel Scooter -skoottereille. Kuvassa 1 on esitetty Travel Scooter -skootterin vakaus ja sen kyky kiivetä kaltevuuksia erilaisilla painokuormilla ja kontrolloiduissa testausolosuhteissa. Nämä testit suoritettiin Travel Scooter -skootterin istuimen ollessa korkeimmassa asennossa.

ja säädettynä istuimen pohjassa taaksepäin sen takimmassa asennossa. Käytä tätä

Tiedot ovat suuntaa-antavia. Matkaskootterisi kykyä ajaa ylämäkeen on

II. TURVALLISUUS

vaikuttaa painosi, Travel Scooterin nopeus, Travel Scooterin nopeus, lähestymiskulma kaltevuuteen ja Travel Scooterin asetukset.



Kuva 1. Suositeltu suurin nousukulma




VAROITUS! Yritätkö kiivetä tai laskeutua kuvassa esitettyä jyrkempää mäkeä, skootterisi voi menettää tasapainonsa

asentoon ja aiheuttaa sen kaatumisen. **VAROITUS!** Älä koskaan kuljeta yli 15 paunan (6,8 kg) painoista happisäiliötä. Älä koskaan täytä etu- tai takakoria yli 15 paunan (6,8 kg) painoisilla tavaroilla.


Kun lähestyt mäkeä, on parasta nojata eteenpäin. Katso kuvat 2 ja 2A. Tämä siirtää sinun ja matkaskootterisi painopisteen kohti skootterin etuosaa, mikä parantaa vakautta.

HUOMAUTUS: Kun ajat ramppia, jos kaasuvipu vapautetaan eteenpäin liikkeessä, moottoroitu skootteri voi "rullata taaksepäin" noin 1 jalka (30,5 cm) ennen jarrun kytkeytymistä. Jos kaasuvipu vapautetaan

-taaksepäin liikkeessään moottoroitu Travel Scooter voi "rullata taaksepäin" noin 3 jalkaa (yksi metri) ennen jarrun kytkeytymistä.



Kuva 2. Normaali ajoasento



Kuva 2A. Lisätty vakaus ajossa asento

II. TURVALLISUUS

KÄÄRÖTIETOJA

Liian suuri kaarreajonopeus voi aiheuttaa kaatumisen vaaran. Kaatumisen vaaraan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kaarreajonopeus, ohjauskulma (kuinka jyrkästi käännyt), epätasainen tienpinta, kalteva tienpinta, ajaminen alhaisesta pitoalueesta korkean pitoalueen alueelle (kuten siirtyminen nurmialueelta päällystetylle alueelle, erityisesti suurella nopeudella kaarrettaessa) ja suunnanmuutokset. Korkeita kaarrenopeuksia ei suositella. Jos tunnet, että saatat kaatua kaarteessa, vähennä nopeutta ja ohjauskulmaa (eli vähennä kaarteen jyrkkyyttä) estääksesi Travel Scooterin kaatumisen.



VAROITUS! Kun käännyt jyrkästi, hidasta vauhtia ja pidä painopiste vakaana. Kun käytät matkaskutteria suuremmilla nopeuksilla, älä käännä jyrkästi. Tämä vähentää huomattavasti

kaatumisen tai kaatumisen mahdollisuutta. Käytä aina tervettä järkeä kaarreajossa.

JARRUJEN TIEDOT

Travel Scooter -skootterissasi on seuraavat tehokkaat jarrujärjestelmät:

■ Regeneroiva: Käyttää sähköä ajoneuvon nopeuden hidastamiseen nopeasti, kun kaasuvipu palautuu keski-/pysäytysasentoon.

■ Levyjarru: Aktivoituu mekaanisesti, kun regeneratiivinen jarrutus hidastaa ajoneuvon lähes pysähdykseen tai kun virta katkeaa järjestelmästä jostain syystä. **ULKOILMA-**

AJOPINNAT

Travel Scooter on suunniteltu tarjoamaan optimaalisen vakauden normaaleissa ajolosuhteissa – kuivilla, tasaisilla pinnoilla, kuten betonilla, asfaltilla tai asfalttipäällysteellä. Tunnustamme kuitenkin, että joskus saatat kohdata myös muita pintoja. Tästä syystä Travel Scooter on suunniteltu toimimaan erinomaisesti myös tiiviillä maaperällä, nurmikolla ja soralla. Voit käyttää Travel Scooteria turvallisesti nurmikoilla ja puistoalueilla.

■ Vähennä Travel Scooter -skootterin nopeutta ajaessasi epätasaisella maastolla ja/tai pehmeillä pinnoilla.

■ Vältä korkeaa ruohoa, joka voi takertua voimansiirtoon. Vältä löysästi

■ Vältä löysästi pakkautunutta soraa ja hiekkaa.

■ Jos olet epävarma ajopinnasta, vältä sitä.

II. TURVALLISUUS

JULKISET KATUT JA TIET



VAROITUS! Älä käytä Travel Scooteria julkisilla kaduilla ja teillä.

kun istut matkaskootterillasi. Noudata kaikkia paikallisia jalankulkijoiden liikennesääntöjä. Odota, kunnes tie on vapaa, ja jatka sitten matkaa äärimmäisen varovasti.

PAIKALLAAN OLEVAT ESTEET (PORTAAT, REUNAKIVET JNE.)




VAROITUS! Älä aja lähellä kohonneita pintoja, suojaamattomia reunoja ja/tai pudotuksia (reunakiveyksiä, kuisteja, portaita jne.).

VAROITUS! Älä yritä ajaa Travel Scooterilla liian korkeiden esteiden yli tai alas.

VAROITUS! Älä yritä ajaa Travel Scooter -skootterilla taaksepäin portaita, reunakiveystä tai muita esteitä alas. Tämä voi aiheuttaa Travel Scooter -skootterin kaatumisen.

VAROITUS! Varmista, että Travel Scooter kulkee kohtisuoraan suhteessa reunakiveykseen, jota joudut mahdollisesti nousemaan tai laskeutumaan (katso kuvat 3 ja 4).

VAROITUS! Älä yritä ylittää reunakiveystä, jonka korkeus on yli 2 tuumaa (5 cm)



Kuva 3. Oikea reunakiven lähestyminen Kuva 4. Väärä reunakiven lähestyminen

HUONON SÄÄN VAROTOIMET

Matkapyöräskootterin altistuminen huonoille sääolosuhteille on vältettävä

II. TURVALLISUUS

Vältä sitä mahdollisuuksien mukaan. Jos joudut yllättäen sateeseen, lumeen, kovaan pakkaseen tai kuumuuteen Travel Scooter -skootterilla ajaessasi, hakeudu suojaan mahdollisimman pian. Kuivaa Travel Scooter -skootterisi huolellisesti ennen sen varastointia, lataamista tai käyttöä.



KIELLETTY! Käyttö sateessa, lumessa, suolassa, sumussa/roiskeissa ja jäisillä liukkailla pinnoilla voi vaikuttaa haitallisesti

Sähköjärjestelmä. Huolla ja säilytä Travel Scooter kuivassa ja puhtaassa tilassa.



VAROITUS! Pitkäaikainen altistuminen kuumille tai kylmille olosuhteille voi vaikuttaa verhoiltujen ja verhoilemattomien osien lämpötilaan

matkaskootterissa, mikä voi aiheuttaa ihoärsytystä. Ole varovainen, kun käytät matkaskootteria erittäin kuumissa tai kylmissä olosuhteissa tai kun altistat matkaskootterin suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa.

VAPAAKYYNÄRÄTILA

Matkapyöräsi on varustettu manuaalisella vapaakytkinvivulla, jota painamalla eteenpäin matkapyörää voidaan työntää. Lisätietoja matkapyörän vapaakytkinmoodin kytkemisestä ja poistamisesta on kohdassa III ”Matkapyöräsi”.



VAROITUS! Kun Travel Scooter on vapaakäyntitilassa, jarrujärjestelmä on kytketty pois päältä.

- Irrota käyttömoottorit vain tasaisella alustalla.
- Varmista, että avain on poistettu avainkytkimestä.
- Seiso Travel Scooterin vieressä kytkeäksesi vapaakäyntitilan päälle tai pois päältä. Älä koskaan istu Travel Scooterin päälle tätä varten.
- Kun olet lopettanut skootterin työntämisen, palauta se aina ajotilaan jarrujen lukitsemiseksi.

Travel Scooter -skootteriin on lisätty ominaisuus, joka estää liian nopean ajon. suojaaa Travel Scooteria liialliselta nopeuden kasvulta vapaakäyntitilassa. 12

II. TURVALLISUUS

”Liian nopea ajonesto” toimii eri tavalla riippuen siitä, kumpi kahdesta tilanteesta on kyse:

- Jos avain on kytketty pois päältä vapaakäyntitilassa, Travel Scooterin ohjain aktivoi regeneratiivisen jarrutuksen, kun Travel Scooteria työnnetään nopeammin kuin ennalta ohjelmoitu enimmäisraja. Tässä tapauksessa ohjain toimii nopeudenrajoittimena.
- Jos avain käännetään vapaakäyntitilassa asentoon ”on”, nopeudesta riippumatta tuntuu huomattava vastus. Tämä estää Travel Scooteria saamasta ei-toivottua vauhtia, jos manuaalinen vapaakäyntivipu vapautuu vahingossa Travel Scooteria ajaessa.

PORTAAT JA RULLAPORTAAT

Travel Scooteria ei ole suunniteltu portaiden tai liukuportaiden kulkemiseen. Käytä aina hissiä.



VAROITUS! Älä käytä Travel Scooteria portaiden tai liukuportaiden kulkemiseen.

OVET

- Selvitä, avautuuko ovi sinua kohti vai poispäin.
- Käännä nuppia kädelläsi tai paina kahvaa tai työntövarsta.
- Aja Travel Scooter -skootterilla varovasti ja hitaasti eteenpäin avataksesi oven. Tai aja Travel Scooter -skootterilla varovasti ja hitaasti taaksepäin avataksesi oven.

Hissit

Nykyaikaisissa hisseissä on ovenreunan turvajärjestelmä, joka painetaan, avaa oven (ovet) uudelleen.

- Jos olet hissin oviaukossa, kun ovi (ovet) alkaa sulkeutua, paina kumista ovenreunaa tai anna kumisen ovenreunan koskettaa Travel Scooteria ja ovi avautuu uudelleen.
- Varo, että käsilaukut, paketit tai Travel Scooter -lisävarusteet eivät jää kiinni hissin oviin.

HUOMAUTUS: Jos matkaskootterisi kääntösäde on yli 150 cm (60 tuumaa), sen ohjaaminen hississä ja rakennusten sisäänkäynneissä voi olla vaikeaa. Ole varovainen.

II. TURVALLISUUS

kun yrität kääntää tai ohjata matkaskootteriasi pienissä tiloissa, ja vältä alueita, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia.

NOSTOTUOTTEET

Jos matkustat matkaskootterisi kanssa, saatat tarvita nostolaitetta kuljetuksen helpottamiseksi. We Scooter suosittelee, että tutustut huolellisesti nostolaitteen valmistajan antamiin ohjeisiin, teknisiin tietoihin ja turvallisuustietoihin ennen laitteen käyttöä.



VAROITUS! Älä koskaan istu Travel Scooter -scooterillasi, kun sitä käytetään yhdessä minkäänlaisen nostimen/korkeuden säätötuotteen kanssa.

Tuotteesi ei ole suunniteltu tällaiseen käyttöön, emmekä ole vastuussa tällaisesta käytöstä aiheutuvista vammoista.

AKUT

Seuraa alla olevaa varoitusta ja noudata kaikkia muita akkujen käsittelyä koskevia ohjeita.



PAKOLLINEN! Akun navat, liittimet ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijyhdisteitä. Käytä suojalaseja ja

Pese kädet käsittelyn jälkeen.



VAROITUS! Skootterin akut ovat painavia. Katso tekniset tiedot taulukosta. Jos et pysty nostamaan niin painavaa kuormaa, pyydä apua, käytä

oikeita nostotekniikoita ja vältä nostamasta yli voimiesi. **VAROITUS!** Suojaa akut aina jäätymiseltä ja älä koskaan lataa jäätynyttä akkua.

VAROITUS! Liitä akkujen johtosarjat oikealla tavalla. **PUNAiset (+) johdot** on liitettävä positiivisiin (+) akkuliittimiin/napoihin. **MUSTA (-) johdot** on liitettävä negatiivisiin (-) akkuliittimiin/napoihin. **VAIHDA** johdot välittömästi, jos ne ovat vaurioituneet.

Suojakorkit on asennettava kaikkiin akun napoihin.

HUOMAUTUS: Jos huomaat vaurioituneen tai halkeillun akun, sulje se välittömästi

II. TURVALLISUUS

muovipussiin ja ota yhteyttä paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen tai valtuutettuun palveluntarjoajaan saadaksesi ohjeet akun hävittämisestä ja kierrättämisestä. Tämä on suositeltava toimintatapa.

MOOTTORIAJONEUVON KULJETUS

Suosittelimme, että et jää istumaan Travel Scooter -scooteriin moottoriajoneuvossa matkustaessasi. Travel Scooter -scooteri tulee sijoittaa auton tavaratilaan tai kuorma-auton tai pakettiauton takaosaan, kun akut on irrotettu ja kiinnitetty asianmukaisesti. Lisäksi kaikki irrotettavat Travel Scooter -scooterin osat, mukaan lukien käsinojat, istuin ja suojaus, tulee irrottaa ja/tai kiinnittää asianmukaisesti moottoriajoneuvossa kuljetuksen ajaksi.



VAROITUS! Vaikka Travel Scooter -scooterissasi voi olla kiinnityshihna, sitä ei ole suunniteltu tarjoamaan turvaa moottoriajoneuvokuljetuksen aikana.

moottoriajoneuvossa kuljetuksen aikana. Kaikki moottoriajoneuvossa matkustavat henkilöt on kiinnitettävä asianmukaisesti moottoriajoneuvon istuimeen turvallisesti kiinnitetyillä turvavöillä.

VAROITUS! Älä istu Travel Scooter -scooterilla, kun se on liikkuvassa ajoneuvossa.

VAROITUS! Varmista aina, että Travel Scooter -scooteri ja sen akut on kiinnitetty kunnolla kuljetuksen ajaksi. Akut on kiinnitettävä pystyasentoon, ja akkukoskettimiin on asennettava suojakorkit. Akkuja ei saa kuljettaa yhdessä syttyvien tai palavien esineiden kanssa.

KIINNITYSHIHNAT

Vaikka matkaskootterissasi voi olla kiinnityshihna, sitä ei ole suunniteltu tarjoamaan asianmukaista turvaa moottoriajoneuvossa kuljetuksen aikana. Moottoriajoneuvossa matkustavat henkilöt on kiinnitettävä asianmukaisesti moottoriajoneuvon istuimeen turvallisesti kiinnitetyillä turvavöillä.



VAROITUS! Älä istu matkaskootterillasi, kun se on liikkuvassa ajoneuvossa.

VAROITUS! Varmista, että matkaskootterisi ja sen akut on kiinnitetty kunnolla kuljetuksen aikana.

TAHATTOMAN LIIKKEEN ESTÄMINEN.

II. TURVALLISUUS



VAROITUS! Jos aiot istua paikallasi pitkään, sammuta virta. Tämä estää tahattomat liikkeet, jotka voivat aiheutua kaasuvivun tahattomasta kosketuksesta.

MATKUSKOTTERIN KÄYTTÖ

Matkapyöräskootterille nouseminen ja siitä poistuminen vaatii hyvää tasapainoa. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, kun nouset matkapyöräskootterille ja poistut siitä:

- Poista avain virtakytkimestä.
- Varmista, että Travel Scooter -skootterisi ei ole vapaakäyntitilassa. Katso III. "Travel Scooter -skootterisi".
- Varmista, että istuin on kiinnitetty paikalleen.
- Käännä käsinojat ylöspäin, jotta Travel Scooter -skootterille on helpompi nousta ja siitä on helpompi poistua.



VAROITUS! Istu mahdollisimman takana Travel Scooter -istuimella, jotta Travel Scooter ei kaadu ja

aiheuttaa loukkaantumisia.

VAROITUS! Älä nojaa koko painollasi Travel Scooterin käsinojiin. Älä käytä käsinojia painon kantamiseen, kuten siirtymiseen. Tällainen käyttö voi aiheuttaa Travel Scooterin kaatumisen, mikä voi johtaa putoamiseen Travel Scooterista ja/tai henkilövahinkoihin.

VAROITUS! Vältä koko painosi asettamista lattialle. Tällainen käyttö voi aiheuttaa Travel Scooterin kaatumisen.

KÄSIVARSIEN Ojentaminen JA TAIVUTTAMINEN

Vältä kurottamista tai taivuttamista ajaessasi Travel Scooter -skootterilla. Eteenpäin taivuttaminen aiheuttaa riskin, että kaasuvipu koskettaa vahingossa. Sivulle taivuttaminen istuessa aiheuttaa kaatumisriskin. On tärkeää säilyttää vakaa painopiste ja estää Travel Scooter -skootterin kaatuminen. Suosittelemme, että Travel Scooter -skootterin käyttäjä selvittää omat rajoituksensa ja harjoittelee taivuttamista ja kurottamista pätevän avustajan läsnä ollessa.

II. TURVALLISUUS



VAROITUS! Älä kumartele, nojaa tai kurota esineitä, jos ne on nostettava Travel Scooter -skootterin lavalta tai sen kummaltakin puolelta.

Tällaiset liikkeet voivat muuttaa painopistettäsi ja Travel Scooterin painon jakautumista ja aiheuttaa Travel Scooterin kaatumisen.



KIELLETTY! Pidä kädet poissa renkaista ajon aikana. Huomaa, että löysät vaatteet voivat jäädä

kiinni vetopyörissä.

RESEPTILÄÄKKEET/FYYSISET RAJOITTEET

Travel Scooterin käyttäjän on noudatettava varovaisuutta ja tervettä järkeä Travel Scooteria käyttäessään. Tähän kuuluu turvallisuusasioiden huomioiminen, kun käyttäjä ottaa reseptilääkkeitä tai käsikauppalääkkeitä tai kun käyttäjällä on erityisiä fyysisiä rajoituksia.

SÄHKÖMagneettiset ja radiotaajuushäiriöt (EMI/RFI)



VAROITUS! Laboratoriotestit ovat osoittaneet, että sähkömagneettiset ja radiotaajuiset aallot voivat vaikuttaa haitallisesti

sähköllä toimivien liikuntarajoitteisten ajoneuvojen suorituskykyyn.

Sähkömagneettisia ja radiotaajuisia häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi

matkapuhelimista puhelimista, kaksisuuntaisista (kuten walkie-talkiet), radioasemat, TV-asemat, TV-asemat, amatööriradio (HAM) -

lähettimet, langattomat tietokone-liitännät, mikroaaltosignaalit, hakulaitteet ja keskipitkän kantaman mobiililähettimet, joita käytetään hätäajoneuvoissa. Joissakin tapauksissa nämä aallot voivat aiheuttaa tahattomia liikettä tai vahinkoa liikettä laitteille ohjaus järjestelmään. Jokaisella sähkökäyttöisellä liikkuvuusajoneuvossa on sähkömagneettisen häiriön sietokyky (tai vastustuskyky). Mitä korkeampi sietokyky, sitä parempi suoja sähkömagneettista häiriötä vastaan. Tämä tuote on testattu ja sillä on läpäissyt testin 20 V/m:n häiriönsietotasolla.

II. TURVALLISUUS



VAROITUS! Huomaa, että matkapuhelimet, kaksisuuntaiset radiot, kannettavat tietokoneet ja muut radiolähettimet voivat aiheuttaa sähköisesti toimivan liikkuvuusajoneuvosi tahattoman liikkeen

sähköllä toimivassa liikuntarajotteisten ajoneuvossa sähkömagneettisen häiriön vuoksi. Ole varovainen, kun käytät näitä laitteita liikuntarajotteisten ajoneuvon käytön aikana, ja vältä radio- ja TV-asemien läheisyyttä.



VAROITUS! Lisävarusteiden tai komponenttien lisääminen sähköllä toimivaan liikuntarajotteisten kulkuvälineeseen voi lisätä alttiutta

-käyttöiseen liikuntarajotteisten kulkuvälineeseen voi lisätä ajoneuvon alttiutta


ajoneuvon herkkyyttä sähkömagneettisille häiriöille. Älä tee Travel Scooter -ajoneuvoosi mitään muutoksia, joita emme ole hyväksyneet

. **VAROITUS!** Sähköinen liikuntarajotteisten ajoneuvo voi häiritä lähellä olevien muiden sähkölaitteiden, kuten hälytysjärjestelmien, toimintaa.

III. MATKUSKOOTTERI

OHJAUSTANGON KONSOLI

Ohjauskonsolissa on kaikki Travel Scooter -ajoneuvon ajamiseen tarvittavat hallintalaitteet, mukaan lukien avainkytkin, suuntavalot, äänimerkki, nopeuden säätöpyörä, ajon hallintavipu ja akun tilamittari. Katso kuva 5.



Kuva 5. Ohjauskonsoli



KIELLETTY! Älä altista ohjauskonsolia kosteudelle.

Jos ohjauskonsoli altistuu kosteudelle, älä

III. MATKUSKOTERISI

Älä yritä käyttää Travel Scooteria, ennen kuin ohjauskonsoli on täysin kuivunut.

Avaimen kytkin

■ Aseta avain avainkytkimeen ja käännä sitä myötäpäivään käynnistääksesi (kytkeäksesi päälle)

matkaskootterisi virta päälle.

■ Käännä avain vastapäivään sammuttaaksesi (kytkeäksesi pois päältä) Travel Scooter -skootterisi. Vaikka avain voidaan jättää avainkytkimeen, kun Travel Scooter -skootteri on sammutettu, suosittelemme sen poistamista estääksesi Travel Scooter -skootterisi luvattoman käytön.



VAROITUS! Jos avain siirretään pois "OFF"-asennosta Travel Scooterin ollessa liikkeessä, elektroniset jarrut kytkeytyvät ja

matkaskootterisi pysähtyy äkillisesti! Kaasun hallintavipu

Tällä vivulla voit säätää Travel Scooterin eteenpäin- ja taaksepäinajonopeutta ennalta asetettuun enimmäisnopeuteen asti nopeuden säätimellä.

■ Aseta oikea kätesi oikealle kädensijalle ja vasen kätesi vasemmalle kädensijalle.

■ Paina oikealla peukalolla vivun oikeaa puolta vapauttaaksesi Travel Scooterin jarrut ja aja eteenpäin.

■ Vapauta vipu ja anna Travel Scooterin pysähtyä kokonaan ennen kuin painat vivun toista puolta peruuttaaksesi.

■ Kun kaasuvipu on täysin vapautettu, se palaa automaattisesti keskiasentoon ja kytkee Travel Scooterin jarrut.

Kellonappi

Tämä painike aktivoi varoitushälyttimen. Travel Scooter -skootterin on oltava päällä, jotta hälytintä toimii. Käytä varoitushälytintä epäroimättä, jos se voi estää onnettomuuden tai loukkaantumisen.

Nopeuden säätönappi

III. MATKASKOTERISI

Tällä säätimellä voit valita ja rajoittaa Travel Scooter -skootterisi huippunopeuden.

■ Kilpikonnan kuva edustaa hitainta nopeusasetusta.

■ Jäniksen kuva edustaa nopeinta nopeusasetusta.

Akun tilamittari

Kun avain on täysin työnnetty avainkytkimeen, tämä mittari osoittaa akun arvioidun varauksen. Lisätietoja akun tilamittarista on kohdassa IV. ”Akut ja lataaminen”.

TAKAPÄÄ

Manuaalinen vapaakytkinvipu, kaatumisenestopyörät ja moottori/vaihteisto sijaitsevat Travel Scooter -skootterin takapuolella. Katso kuva 6.




VAROITUS! Ennen kuin asetat Travel Scooterin vapaakäyntitilaan tai poistat sen vapaakäyntitilasta, poista avain avainkytkimestä. Älä koskaan istu

matkaskootterin päälle, kun se on vapaakäyntitilassa. Älä koskaan aseta matkaskootteria vapaakäyntitilaan kaltevalla pinnalla.

Manuaalinen vapaakäyntivipu

Kun haluat tai joudut työntämään Travel Scooteria lyhyitä matkoja, voit asettaa sen vapaakäyntitilaan.

1. Etsi manuaalinen vapaakäyntivipu takakappaleen oikeasta yläkulmasta.
2. Työnnä manuaalista vapaakytkinvipua eteenpäin kytkeäksesi pois päältä käyttöjärjestelmän ja jarrujärjestelmän.
3. Nyt voit työntää Travel Scooteria.
4. Työnnä manuaalista vapaakytkinvipua taaksepäin kytkeäksesi voimansiirron ja jarrujärjestelmän uudelleen käyttöön; tämä poistaa Travel Scooterin vapaakytkinmoodista.



Kuva 6. Takaosa

III. MATKASKOTERISI



VAROITUS! Kun matkaskootterisi on vapaassa ajotilassa, jarrujärjestelmä on kytketty pois päältä.

- Kytke moottorit pois päältä vain tasaisella alustalla.
- Varmista, että avain on poistettu avainlukosta
- Seiso matkaskootterin sivulla, kun kytket vapaakäyntitilan päälle tai pois päältä. Älä koskaan istu Travel Scooter -skootterin päälle tätä tehdessäsi.
- Kun olet lopettanut Travel Scooterin työntämisen, palauta se aina ajotilaan jarrujen lukitsemiseksi.

Kaatumisenesto Pyörät.

Kaatumisenestopyörät ovat olennainen ja tärkeä turvallisuusominaisuus Travel Scooter -skootterissasi. Ne on kiinnitetty ruuveilla Travel Scooter -skootterin takaosan runkoon.



KIELLETTY! Älä poista kaatumisenestopyöriä tai muokkaa Travel Scooteria millään tavalla, jota emme ole hyväksyneet.

Moottori/vaihteisto

Moottori/vaihteisto on sähkömekaaninen yksikkö, joka muuntaa Travel Scooterin akkujen sähköenergian hallituksi mekaaniseksi energiaksi, joka ajaa Travel Scooterin pyöriä.

AKKUPAKETTI

Travel Scooter -skootterissasi on innovatiivinen, helposti irrotettava akku. Akun yläosassa oleva kahva helpottaa akun irrottamista Travel Scooter -skootterista yhdellä kädellä. Akku sisältää kaksi akkua (vakio 20 Ah), laturin virtajohdon pistorasian, pääkatkaisijan (nollauspainike) ja akun sulakkeen. Katso kuva 7.


Laturin virtajohdon liitin

Laturin virtajohdon 3-napainen pää kytketään tähän liittimeen.

Pääkatkaisija (nollauspainike)

Kun Travel Scooterin akkujen jännite laskee tai Travel skootteri rasittuu liikaa liiallisen kuormituksen tai jyrkän nousun vuoksi, pääkatkaisija voi laueta moottorin ja elektroniikan suojaamiseksi vaurioilta.

III. MATKASKOTERISI




Kuva 7. Akku (kuvassa 20 Ah:n akku)

- Pääkatkaisijan nollauspainike ponnahtaa esiin, kun katkaisija laukeaa.
- Kun katkaisija laukeaa, Travel Scooterin koko sähköjärjestelmä sammuu.
- Anna Travel Scooterin elektronikan "levätä" minuutti tai kaksi. Paina palautuspainiketta pääkatkaisijan palauttamiseksi.
- Jos pääkatkaisija laukeaa usein, akkuja on ehkä ladattava useammin.
- Saatat myös joutua pyytämään valtuutettua palveluntarjoajaa suorittamaan Travel Scooterin akkujen kuormitustestin.
- Jos pääkatkaisija laukeaa toistuvasti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.

OHJAUSKONSOLIN SULAKE

Akun alla oleva sulake suojaa ohjauskonsolin elektronikkaa. Katso kuva 8. Jos jokin ohjauskonsolin komponentti ei toimi, tarkista tämä sulake. Katso VIII. "Perusvianmääritys" sulakkeen vaihtoa koskevat ohjeet.




Kuva 8. 3 ampeerin ohjauskonsolin sulake

III. MATKASKOOTTERISI

ULKOINEN AKUN LATAUSLAITE

Ulkoinen akkulaturi lataa Travel Scooterin akut, kun se on kytketty laturin virtajohdon pistorasiaan (sijaitsee akkupaketissa) ja tavalliseen pistorasiaan. Katso kuva 9.




Kuva 9. Ulkopuolinen akkulaturi

III. MATKAKÄYTTÖINEN SKOOTTERI



AKUN JÄNNITTEEN LUKEMINEN

Ohjauskonsolin akkutilamittari osoittaa akkujen likimääräisen varauksen: keltainen väri tarkoittaa, että akku on tyhjenemässä, ja punainen väri tarkoittaa, että akku on ladattava välittömästi. Katso kuva 12. Parhaan tarkkuuden varmistamiseksi akkutilamittari on tarkistettava, kun ajoneuvoa ajetaan täydellä nopeudella kuivalla, tasaisella pinnalla.



Kuva 12. Akun tilamittari

AKKUJEN LATAAMINEN

HUOMAUTUS: Akku voidaan ladata Travel Scooter -scooterissa tai irrotettuna siitä.

IV. AKUT JA LATAUS



KIELLETTY! Maadoituspiikin irrottaminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Asenna tarvittaessa hyväksytty 3-napainen

sovitin 2-napaisella pistokkeella varustettuun pistorasiaan.



KIELLETTY! Älä koskaan käytä jatkojohtoa akkulaturin liittämiseen suoraan asianmukaisesti johdotettuun tavalliseen pistorasiaan.



KIELLETTY! Älä anna lasten leikkiä ilman valvontaa Travel Scooterin lähellä, kun akkuja ladataan. Suosittelemme

, että et lataa akkuja, kun Travel Scooter on käytössä.



PAKOLLINEN! Lue akun latausohjeet tästä käyttöoppaasta ja akkulaturin mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

ennen akkujen lataamista.



VAROITUS! Akkujen lataamisen aikana voi syntyä räjähtäviä kaasuja. Pidä Travel Scooter ja akkulaturi poissa

syttyvistä lähteistä, kuten liekeistä tai kipinöistä, ja varmista riittävä ilmanvaihto akkujen lataamisen aikana.

VAROITUS! Matkaskootteri on ladattava mukana toimitetulla ulkoisella laturilla. Älä käytä autojen akkulaturia.



VAROITUS! Tarkista akkulaturi, johdot ja liittimet vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Ota yhteyttä valtuutettuun

jälleenmyyjään, jos havaitset vaurioita.

VAROITUS! Älä yritä avata akkulaturin koteloä. Jos akkulaturi ei näytä toimivan oikein, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.



VAROITUS! Jos akku laturi on varustettu jäähdytyksellä aukkoja, älä yritä työntää esineitä näiden aukkojen läpi.

IV.AKUT JA LATAUS



VAROITUS! Jos akkulaturiasi ei ole testattu ja hyväksytty ulkokäyttöön, älä altista sitä epäsuotuisille


äärimmäisiin sääolosuhteisiin. Jos akkulaturi altistuu epäsuotuisille tai äärimmäisille sääolosuhteille, sen on annettava sopeutua ympäristöolosuhteiden eroihin ennen käyttöä sisätiloissa. Lisätietoja on akkulaturin mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

Seuraa näitä helppoja ohjeita ladataksesi akut turvallisesti:

1. Aseta matkaskootterisi tai akku lähelle tavallista pistorasiaa. Katso kuva 13.
2. Poista avain avainkytkimestä.
3. Varmista, että manuaalinen vapaakytkinvipu on ajovaihteella (taaksepäin).
4. Kytke laturin virtajohto skootterin laturin virtajohdon liittimeen ja sitten pistorasiaan. Suosittelemme lataamaan akkuja 8–14 tuntia.

HUOMAUTUS: Laturin LED-valot ilmaisevat laturin eri tiloja eri aikoina. Katso laturin mukana toimitetusta käyttöohjeesta täydellinen selitys näistä merkkivaloista.

5. Kun akut ovat täysin ladattuja, irrota laturin virtajohto pistorasiasta ja sitten laturin virtajohdon pistorasiasta.



Kuva 13. Akkujen lataaminen
(Akku on irrotettu)

HUOMAUTUS: Matkaskootterissasi on laturin estotoiminto. Matkaskootteri ei käynnisty ja akun tila

IV.AKUT JA LATAUS

ei toimi, kun akkuja ladataan (kun akkua ladataan Travel Scooterilla). USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Miten laturi toimii?

Kun Travel Scooterin akun jännite on alhainen, laturi työskentelee kovemmin ja lähettää enemmän sähkövirtaa akkuihin niiden lataamiseksi. Kun akut lähestyvät täyttä latausta, laturi lähettää yhä vähemmän sähkövirtaa. Kun akut ovat täysin ladattuja, laturista lähetetty virta on lähes nolla ampeeria. Siksi, kun laturi on kytketty pistorasiaan, se ylläpitää Travel Scooterin akkujen latausta, mutta ei ylikuormita niitä. Emme suosittele Travel Scooterin akkujen lataamista yli 24 tuntia peräkkäin.

Entä jos Travel Scooterin akut eivät lataudu?

- Varmista, että akkupaketin sulake on toimintakunnossa.
- Varmista, että laturin virtajohdon molemmat päät on kytketty kunnolla.

Voinko käyttää toista laturia?

Laturit valitaan tarkasti tiettyjä käyttötarkoituksia varten, ja ne on sovitettu erityisesti tiettyjen akkujen tyyppiin, koon ja kemiallisen koostumuksen mukaan. Matkaskootterin akkujen turvallisinta ja tehokkainta lataamista varten suosittelemme käyttämään skootterin mukana toimitettua alkuperäistä laturia. Akkujen lataaminen yksittäin on ehdottomasti kielletty.

Kuinka usein akkuja on ladattava?

Travel Scooterin akkujen lataustiheyttä päätettäessä on otettava huomioon kaksi tärkeää tekijää:

- Päivittäinen käyttö koko päivän ajan.
- Harvoin tai satunnaisesti tapahtuva käyttö.

Kun otat nämä seikat huomioon, voit päättää, kuinka usein ja kuinka kauan Travel Scooterin akkuja tulisi ladata. Akun laturi oli suunniteltu siten, että se ei ylikuormita Travel Scooterin akkuja. Kuitenkin, saatat kohdata joitakin ongelmia, jos et lataa akkujasi

IV. AKUT JA LATAUS

tarpeeksi usein ja jos et lataa niitä säännöllisesti. Seuraamalla alla olevia ohjeita varmistat akun turvallisen ja luotettavan toiminnan ja lataamisen.

- Jos käytät Travel Scooteria päivittäin, lataa sen akut heti, kun olet lopettanut päivän käytön. Travel Scooter on valmis joka aamu. Suosittelemme, että lataat Travel Scooterin akut 8–14 tuntia päivittäisen käytön jälkeen.
- Jos käytät Travel Scooteria kerran viikossa tai harvemmin, lataa sen akut vähintään kerran viikossa 12–14 tuntia kerrallaan.
- Pidä Travel Scooterin akut täyteen ladattuina.
- Vältä Travel Scooterin akkujen syväpurkautumista.

Kuinka voin varmistaa akun maksimaalisen käyttöiän?

Täyteen ladatut syväpurkausakut tarjoavat luotettavan suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Pidä Travel Scooterin akut täyteen ladattuina aina kun mahdollista. Suojaa Travel Scooter ja akut äärimmäiseltä kuumuudelta tai kylmyydeltä. Akut, jotka purkautuvat säännöllisesti ja syvästi, ladataan harvoin, varastoidaan äärimmäisissä lämpötiloissa tai varastoidaan ilman täyttä latausta, voivat vaurioitua pysyvästi, mikä aiheuttaa epäluotettavan suorituskyvyn ja rajoittaa käyttöikä.

Kuinka saan maksimaalisen toimintasäteen tai matkan yhdellä latauksella?

Harvoin ajokeli on ihanteellinen – tasainen, kova ajopinta ilman tuulta tai mutkia. Usein joudut ajamaan mäkiä, halkeamia, epätasaisia ja löysiä pintoja, mutkia ja tuulella, jotka kaikki vaikuttavat akun latauskertaa kohti ajettavaan matkaan. Alla on muutamia ehdotuksia akun latauskertaa kohti saavutettavan maksimaalisen ajomatkan saavuttamiseksi.

- Lataa Travel Scooterin akut aina täyteen ennen päivittäistä käyttöä.
- Rajoita matkatavaroiden paino välttämättömiin tavaroihin.
- Yritä pitää tasainen nopeus, kun Travel Scooter on liikkeessä.
- Vältä pysähtelyä ja kiihdyttämistä.

IV. AKUT JA LATAUS



VAROITUS! Akkuissa on syövyttäviä kemikaaleja Käytä vain AGM- tai geeliakkuja, jotta vähennät


vuotojen tai räjähdysvaaran.

HUOMAUTUS: Suljettuja akkuja ei voi huoltaa. Älä poista korkkeja. Kuinka vaihdan akun Travel Scooter -skootterissani?



PAKOLLINEN! Akun navat, liittimet ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijy yhdisteitä.

Käytä suojalaseja ja käsineitä akkuja käsitellessäsi ja pese kädet käsittelyn jälkeen.



VAROITUS! Käytä aina kahta täsmälleen samanlaista akkua, jotka ovat kemiallisesti samanlaisia ja joiden ampeerituntikapasiteetti (Ah) on sama. Katso

tämän käyttöohjeen ja akkulaturin mukana toimitetun käyttöohjeen

ak

un laturin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.




VAROITUS! Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja. Vaihda aina molemmat akut samanaikaisesti.

VAROITUS! Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi, jos sinulla on kysyttävää Travel Scooter -skootterin akuista.

VAROITUS! Älä vaihda akkuja, kun matkaskootteri on käytössä. **VAROITUS!** Matkaskootterin akkujen huollon tai vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu palveluntarjoaja tai pätevä teknikko.

1. Poista akku matkaskootterista.
2. Käännä akku varovasti ylösalaisin.
3. Irrota kahdeksan (8) ruuvia akkupaketin reunasta.
4. Käännä paketti varovasti oikein päin ja irrota kansi.
5. Irrota musta (-) ja punainen (+) akkukaapeli kunkin akun napoista: Katso kuva 14.
6. Poista vanhat paristot.
7. Aseta uudet paristot paristokoteloon.
8. Liitä punainen akkukaapeli kunkin akun positiiviseen (+) napaan

IV. PARISTOT JA LATAUS



Kuva 14. Paristojen vaihto.

9. Liitä musta akkukaapeli kunkin akun negatiiviseen (-) akunapaan.
10. Aseta kansi takaisin akkupakkaukseen varmistaen, että kaikki johdot ovat pakkauksen sisällä, jotta ne eivät jää puristuksiin.
11. Käännä akku varovasti ylösalaisin.
12. Asenna kaikki ruuvit takaisin paikoilleen ja kiristä.

HUOMAUTUS: 17 Ah:n akkujen kohdalla mutteri ja pultti on irrotettava, kun akkukaapeli irrotetaan akun navasta.

HUOMAUTUS: Jos akku on vaurioitunut tai murtunut, laita se välittömästi muovipussiin ja ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyritykseen tai valtuutettuun palveluntarjoajaan saadaksesi ohjeet akun hävittämisestä ja kierrättämisestä, mikä on suositeltava toimintatapa.

Miksi uudet akut tuntuvat heikoilta?

Syväpurkausakut käyttävät eri kemiallista tekniikkaa kuin autoakut, nikkelikadmiumakut (Nicads) ja muut yleiset akkutyypit. Syväpurkausakut on erityisesti suunniteltu tuottamaan virtaa, purkamaan varauksensa ja ottamaan sitten vastaan suhteellisen nopean lataus (8–14 tuntia).

Teemme tiivistä yhteistyötä akkujen valmistajan kanssa tarjotaksemme akkuja, jotka sopivat parhaiten Travel Scooter -skootterisi erityisiin sähkövaatimuksiin. Uudet akut toimitetaan asiakkaillemme täysin ladattuina. Kuljetuksen aikana akut voivat altistua äärimmäisille lämpötiloille, jotka voivat vaikuttaa niiden alkuperäiseen suorituskykyyn. Lämpö heikentää akun varausta, kylmä hidastaa käytettävissä olevaa tehoa ja pidentää akun lataamiseen tarvittavaa aikaa.

IV. AKUT JA LATAUS

Travel Scooterin akkujen lämpötilan vakiintuminen ja sopeutuminen uuteen huone- tai ympäristön lämpötilaan voi kestää muutaman päivän. Vielä tärkeämpää on, että kriittisen kemiallisen tasapainon saavuttaminen, joka on välttämätöntä syväpurkausakun huipputehon ja pitkän käyttöiän kannalta, vaatii muutaman latausjakson (osittainen tyhjennys ja sen jälkeen täysi lataus).

Noudata näitä ohjeita, jotta Travel Scooterin uudet akut toimivat oikein ja saavuttavat maksimaalisen tehokkuuden ja käyttöiän.

1. Lataa uusi akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä latausjakso nostaa akun suorituskyvyn noin 88 %:iin sen huipputasosta.
 2. Käytä uutta Travel Scooteria tutuilla ja turvallisilla alueilla. Aja aluksi hitaasti ja älä matkusta liian kauas kotoasi tai tutusta ympäristöstäsi, ennen kuin olet tottunut Travel Scooterin hallintalaitteisiin ja olet kunnolla ajanut sisään Travel Scooterin akut.
 3. Lataa akut täyteen. Niiden suorituskyvyn tulisi olla yli 90 % huipputasosta.
 4. Käytä matkaskootteria uudelleen.
 5. Lataa akut uudelleen täyteen.
 6. Neljän tai viiden latausjakson jälkeen akut pystyvät vastaanottamaan 100 % latauksen huipputehostaan ja kestävät pitkään.
- Entä julkinen liikenne?

Jos aiot käyttää julkista liikennettä Travel Scooter -skootterisi kanssa, sinun on otettava etukäteen yhteyttä liikenteenharjoittajaan selvittääksesi heidän erityisvaatimuksensa.

V.KÄYTTÖ

ENNE KUIN NOUSET TRAVEL SCOOTER -SKOOTTERIIN

- Oletko ladannut akut täyteen? Katso IV. "Akut ja lataaminen".
- Onko manuaalinen vapaakytkinvipu ajovaihteella (taaksepäin)? Älä koskaan jätä manuaalista vapaakytkinvipua eteenpäin, ellet työnnä skootteria käsin. matkaskootteriasi.
- Varmista, että ohjauskahvan lukitusnappi on lukitsemattomassa asennossa. Katso VII. "Puraminen ja kokoaminen".

V.KÄYTTÖ

MATKAKÄYTTÖÖN TARKOITETUN SKOOTTERIN KÄYTTÖÖNOTTO.

1. Varmista, että avain on poistettu avainkytkimestä.



VAROITUS! Käytä aina kahta täsmälleen

VAROITUS! Älä koskaan yritä nousta Travel Scooter -skootterille tai poistua siitä poistamatta ensin avainta avainkytkimestä.

Tämä estää matkaskootterin liikkumisen, jos kaasuvipua kosketetaan vahingossa.

2. Seiso matkaskootterin sivulla.

3. Vapauta istuimen kääntövipu ja käännä istuinta, kunnes se on sinua kohti.

4. Varmista, että istuin on kiinnitetty paikalleen.

5. Asetu istuimelle mukavasti ja turvallisesti.

6. Vapauta istuimen kiertovipu ja käännä istuinta, kunnes olet kasvot menosuuntaan.

7. Varmista, että istuin on kiinnitetty paikalleen.

8. Varmista, että jalkasi ovat turvallisesti lattialla.

AJON ENNEN AJON ALOITTAMISTA TEHTÄVÄT SÄÄDÖT JA TARKISTUKSET

■ Onko istuin oikealla korkeudella? Katso VI. "Mukavuusasetukset".

■ Onko istuin kiinnitetty paikalleen?

■ Onko ohjausvipu mukavassa asennossa ja kiinnitetty paikalleen? Katso VI.

"Mukavuusasetukset".

■ Onko avain täysin työnnetty avainkytkimeen ja käännetty myötöpäivään "päällä"-asentoon?

■ Toimiiko Travel Scooterin äänimerkki oikein?

■ Onko reitilläsi ihmisiä, lemmikkejä tai esteitä?

■ Oletko suunnitellut reitin niin, että vältät vaikeakulkuisen maaston ja mahdollisimman paljon nousuja?

MATKASKOTTERIN KÄYTTÖ



VAROITUS! Seuraavat seikat voivat vaikuttaa haitallisesti ohjaukseen ja vakauteen matkaskootteria käytettäessä

■ Pitämällä kiinni tai kiinnittämällä talutushihna lemmikin ulkoiluttamista varten.

■ Matkustajien (mukaan lukien lemmikkieläimet) kuljettaminen

■ Minkä tahansa esineen ripustaminen ohjauskahvaan.

V.KÄYTTÖ

■ Hinaus tai työntäminen toisen moottoriajoneuvon avulla. Tällaiset käytännöt voivat aiheuttaa hallinnan menettämisen ja/tai kaatumisen, mikä voi johtaa henkilövahinkoihin. Pidä molemmat kädet ohjauskahvassa ja jalat lattialaudalla koko ajan, kun käytät Travel Scooteria. Tämä ajoasento antaa sinulle parhaan hallinnan ajoneuvosta.

■ Aseta nopeuden säätönuppi haluttuun nopeuteen.

■ Paina peukaloasi kaasuvivun sopivalla puolella.

■ Sähkömekaaninen levyjarru vapautuu automaattisesti ja Travel Scooter kiihtyy tasaisesti nopeuteen, jonka olet valinnut nopeuden säätimellä.

■ Vedä vasemmasta kädensijasta ohjataaksesi Travel Scooter -skootterin vasemmalle.

■ Vedä oikeaa kädensijaa ohjaamaan Travel Scooter -skootteri oikealle.

■ Siirrä ohjausvipu keskiasentoon ajaaksesi suoraan eteenpäin.

■ Pysähtyäksesi vapauta kaasuvipu hitaasti. Sähköiset jarrut kytkeytyvät automaattisesti, kun Travel Scooter pysähtyy.

HUOMAUTUS: Matkaskootterin peruutusnopeus on hitaampi kuin nopeuden säätimellä asetettu eteenpäinajonopeus.

MATKASKOTTERISTA POISTUMINEN

1. Pysäytä Travel Scooter kokonaan.

2. Poista avain avainkytkimestä.

3. Vapauta istuimen kääntövipu ja käännä istuinta, kunnes olet kasvot Travel Scooter -skootterin sivulle päin.

4. Varmista, että istuin on kiinnitetty paikalleen.

5. Nouse varovasti ja turvallisesti istuimelta ja seiso Travel Scooter -skootterin sivulla.

6. Voit jättää istuimen sivulle päin, jotta seuraavalla kerralla on helpompi nousta Travel Scooter -skootterille.

SAMMUTUSAJASTIN

Travel Scooter -skootterissasi on energiansäästöinen automaattinen virrankatkaisuaikaominaisuus, joka on suunniteltu säästämään skootterin akun käyttöikää. Jos jätät avaimen vahingossa avainlukkoon ja asentoon "on", mutta et käytä Travel Scooter -skootteria noin 20 minuuttiiin, skootterin ohjain

V.KÄYTTÖ

sammuttaa laitteen automaattisesti. Jos virrankatkaisun ajastintoiminto aktivoituu, suorita seuraavat vaiheet palataksesi normaalin toiminnan.

1. Poista avain avainkytkimestä.
2. Aseta avain takaisin paikalleen ja käynnistä Travel Scooter.

VI COMFORT- IN SÄÄDÖT

OHJAUSTANGON KULMA SÄÄTÖ




VAROITUS! Poista avain avainkytkimestä ennen ohjausvivun tai istuimen säätämistä. Älä koskaan yritä säätää ohjausvivua tai istuinta


kun Travel Scooter on liikkeessä.

Travel Scooter -skootterissasi on säädettävä kääntyvä ohjausvarsi.

1. Tukemalla ohjausvartta, käännä ohjausvarren säätönuppia vastapäivään löysätäksesi ohjausvartta. Katso **kuva 15**.
2. Siirrä ohjauskahva mukavaan asentoon.
3. Käännä ohjauskahvan säätönuppia myötäpäivään kiinnittääksesi ohjauskahvan paikalleen.



Kuva 15. Ohjaustangon säätönuppi.



Kuva 16. Istuin

HUOMAUTUS: Jotta ohjauskahva voidaan laskea kokonaan alas, on ensin poistettava istuin ja akku. Poista istuin vetämällä sitä suoraan ylöspäin ja irrottamalla se Travel Scooterista.

ISTUIMEN KÄÄNTÖASENNON SÄÄTÖ

Istuimen kiertovipu sijaitsee istuimen oikealla puolella

VI MUKAVUUDEN SÄÄTÖ

Pohja kiinnittää istuimen useisiin asentoihin.

1. Vedä istuimen kääntövipua ylöspäin irrottaaksesi istuimen.
2. Käännä istuin haluttuun asentoon.
3. Vapauta vipu kiinnittääksesi istuimen paikalleen.

KÄSINOJEN LEVEYS


Käsinojan leveyttä voidaan säätää sisään- tai ulospäin.

1. Löysää käsinojan säätönupit. Katso kuva 16.
2. Käytä mukana toimitettua rengasta vetämään ja poistamaan pidätystapit.
3. Liu'uta käsinojat haluttuun leveyteen.
4. Kohdista istuimen rungon ja käsinojan säätöreiät ja aseta sitten pidätinpultit takaisin paikoilleen.
5. Kiristä käsinojan säätönupit.


HUOMAUTUS: Käännä käsinojat ylöspäin, jotta Travel Scooter -skootterille on helpompi nousta ja siitä on helpompi poistua.

Istuimen KORKEUDEN SÄÄTÖ

Istuinta voidaan säätää eri korkeuksiin. Katso kuva 17.



Kuva 17. Istuimen korkeuden säätö



Kuva 18. Etutavaratila.

1. Poista istuin ja akku Travel Scooter -skootterista.
2. Käytä mukana toimitettua rengasta vetääksesi ja poistaaksesi pidätystapin alemmasta istuintolpasta.
3. Nosta tai laske ylemppää istuintolppaa haluttuun istuinkorkeuteen.
4. Pidä ylemppää istuintolppaa kyseisessä korkeudessa ja kohdista ylemmän ja alemman istuintolpan säätöreiät toisiinsa.
5. Työnnä pidätystappi kokonaan paikalleen
6. Aseta akku ja satula takaisin paikoilleen.

VI MUKAVUUDEN SÄÄTÖ

ETUTALLETUSTILA


Travel Scooter -skootterissasi on etutavaratila, joka voidaan poistaa, jos tarvitset lisää jalkatilaa. **Katso kuva 18.** Irrota ruuvit ja irrota pieni kori Travel Scooter -skootterista.

HUOMAUTUS: Varo sijoittaa lompakkoja, avaimia tai arvotavaroita säilytystilaan.

VII. PURKAMINEN JA KOKOAMINEN ()

PURKAMINEN

Travel Scooter voidaan purkaa neljään osaan: istuin, runko, kori ja akku. **Katso kuva 19.**



Kuva 19. Pura Travel

Travel Scooterin purkamiseen tai kokoamiseen ei tarvita työkaluja. Purkaa tai kokoa Travel Scooter aina tasaisella, kuivalla pinnalla, jossa on riittävästi tilaa työskennellä ja liikkua – noin 1,5 metriä joka suuntaan. Muista, että jotkut Travel Scooterin osat ovat painavia, joten saatat tarvita apua niiden nostamisessa.

Travel Scooterin purkamiseen tai kokoamiseen ei tarvita työkaluja. Purkaa tai kokoa Travel Scooter aina tasaisella, kuivalla pinnalla, jossa on riittävästi tilaa työskennellä ja liikkua – noin 1,5 metriä joka suuntaan. Muista, että jotkut Travel Scooterin osat ovat painavia, ja saatat tarvita apua niiden nostamisessa.

VII. PURKAMINEN JA KOKOAMINEN



VAROITUS! Älä nosta painoja, jotka ylittävät fyysiset kykysi. Pyydä apua tarvittaessa Travel Scooterin purkamisen tai kokoamisen aikana.

asennuksen aikana.

1. Poista istuin nostamalla se suoraan ylöspäin ja pois Travel Scooterista. Jos istuimen poistaminen on vaikeaa, vapauta istuimen kiertovipu ja käännä istuinta edestakaisin samalla kun nostat sitä ylöspäin.

2. Poista akku Travel Scooterista. Rungon irrottaminen

1. Laske ohjauskahva alas ja kiristä korkeuden säätönuppi.

KOKOONPANO

1. Nosta ohjauskahva ja kiristä ohjauskahvan säätönuppikokonaan.

2. Asenna akku takaisin paikalleen.

3. Asenna istuin takaisin paikalleen ja kierrä sitä, kunnes se lukittuu paikalleen.

VIII. IN PERUSVIOIDEN MÄÄRITTÄMINEN.

Kaikki sähkömekaaniset laitteet vaativat ajoittain vianmääritystä. Useimmat ongelmat voidaan kuitenkin yleensä ratkaista hieman ajattelua ja tervettä järkeä käyttämällä. Monet näistä ongelmista johtuvat siitä, että akut eivät ole täysin ladattuja tai että akut ovat kuluneet eivätkä enää pidä latausta.

DIAGNOSTISET PIIPPAUSKOODIT

Travel Scooter -skootterin vianmäärityspiippauskoodit on suunniteltu auttamaan sinua suorittamaan perusvianmäärityksen nopeasti ja helposti.

Vianmäärityspiippauskoodi kuuluu, jos jokin alla luetelluista tilanteista ilmenee.

HUOMAUTUS: Matkaskootterisi ei toimi, ellei äänimerkkikoodin tilanne ole ratkaistu ja matkaskootteri ole sammutettu ja käynnistetty uudelleen.

Entä jos kaikki Travel Scooter -skootterin järjestelmät näyttävät olevan "kuolleita"?

■ Varmista, että avain on "päällä"-asennossa.

■ Tarkista, että akut ovat täysin ladattuja.

■ Paina pääkatkaisijan nollauspainiketta. Katso III. "Matkaskootterisi".

■ Varmista, että virrankatkaisuaika-toiminto ei ole aktivoitunut


VIII. PERUSVIOIDEN MÄÄRITTÄMINEN.

Katso V. "Käyttö".


■ Tarkista akkupaketin alla oleva skootterin ohjauskonsolin sulake.

Sulakkeen tarkistaminen:

1. Poista sulake vetämällä se ulos paikastaan.
2. Tarkista sulake ja varmista, että se on palanut. Katso kuvat 20 ja 21.
3. Aseta uusi, oikean nimellisarvon sulake paikalleen.



Kuvat 20. Toimiva sulake



kuvat 21. Palanut sulake



VAROITUS! Vaihtosulake sulake on oltava täsmälleen sama kuin vanhan sulakkeen. Väärän nimellisarvon sulakkeiden käyttö voi aiheuttaa

sähköjärjestelmän vaurioitumiseen

Entä jos skootterin akut eivät lataudu?

- Tarkista akussa oleva sulake. Vaihda se tarvittaessa.
- Jos laturin LED-merkkivalot eivät latausprosessin aikana osoita akun olevan täyteen ladattu, tarkista akussa oleva sulake ja vaihda se tarvittaessa.
- Varmista, että laturin virtajohdon molemmat päät on kytketty kunnolla.
- Jos akkupaketin sulake palaa jatkuvasti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.

Mitä teen, jos Travel Scooter ei liiku, kun painan kaasuvipua ?

- Kun manuaalinen vapaakytkinvipu työnnetään eteenpäin, jarrut vapautuvat ja kaikki virta moottoriin/vaihteistoon katkaistaan.
- Vedä manuaalinen vapaakytkinvipu taaksepäin, sammuta skootteri ja sitten

VIII. PERUSVIOIDEN MÄÄRITTÄMINEN

takaisin päälle palataksesi normaaliin käyttöön.

Mitä tehdä, jos pääkatkaisija laukeaa toistuvasti?

- Jos pääkatkaisija laukeaa toistuvasti, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen
 - Lataa skootterin akut useammin. Katso IV. "Akut ja lataaminen".
 - Jos ongelma jatkuu, pyydä valtuutettua huoltoliikettä testaamaan skootterin molemmat akut.
 - Voit myös suorittaa kuormitustestin itse. Akun kuormitustestereitä on saatavilla useimmissa autovaraosakaupoissa.
 - Noudata kuormitustesteriin liitettyjä ohjeita.
 - Katso IV. "Akut ja lataus" tai "Liite I-tekniset tiedot" saadaksesi lisätietoja matka-skootterisi akkutyypistä.
- Mitä teen, jos akun tilamittari laskee voimakkaasti ja moottori nykii tai epäröi, kun painan kaasuvipua?
- Lataa matkaskootterin akut täyteen. Katso IV. "Akut ja lataus".
 - Pyydä valtuutettua palveluntarjoajaa testaamaan jokaisen akun kuormitus.
 - Tai katso edellinen vianmäärittäyskysymys, jos haluat testata akut itse. Jos sinulla on matkaskootterin kanssa ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja huollosta ja kunnossapidosta.

IX. HOITO JA HUOLTO

Matkaskootterisi vaatii vain vähän huoltoa ja kunnossapitoa. Jos et ole varma, pystytkö suorittamaan alla luetellut huoltotoimenpiteet, voit varata tarkastuksen ja huollon. Tarkista matkaskootterisi renkaat säännöllisesti kulumisen varalta.

ULKOPINNAT

Puskureihin, renkaisiin ja koristelistoihin voi olla hyödyllistä levittää ajoittain kumia tai vinyyliä sisältävää hoitoainetta.



VAROITUS! Älä käytä kumi- tai vinyylikäsittelyainetta matkaskootterissa. Skootterin vinyylipenkkiin tai renkaiden kulutuspinnaan, koska ne muuttuvat

VIII. PERUSVIKOJEN MÄÄRITTÄMINEN

■ ■ (2)	Akun jännite on liian alhainen Travel Scooterin käyttämiseksi	Lataa täyteen, kunnes laturi ja mittarit osoittavat latauksen olevan valmis.
■ ■ ■ (3)	Akun jännite on liian korkea skootterin käyttämiseen Travel skootterin	Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
■ ■ ■ ■ ■ (5)	Solenoidijarru laukeaa. Manuaalinen vapaakytkinvipu saattaa olla vapaakytkinasennossa asennossa.	Poista avain ja työnnä manuaalinen vapaakytkinvipu ajokäyttöasentoon, käynnistä Travel Scooter uudelleen.
■ ■ ■ ■ ■ ■ (6)	Kaasuvipu. Kaasuvivun vipu on saattanut painua alas, kun avaimen asettamisen aikana	Vapauta kaasun hallintavipu kokonaan. Aseta sitten avain uudelleen paikalleen.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7)	Kaasuvivun laukaiseminen. Kaasuvivun säätövipu on saattanut painua alas, kun avainta asetettaessa	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (8)	Matkaskootterin moottori on irronnut	Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (9)	Mahdollinen ohjainlaukaisu. Yrität ehkä asentaa akkua, kun avain on paikallaan, tai moottorin ohjain on ylikuumentunut suojatila	Sammuta Travel Scooter vähintään muutamaksi minuutiksi, jotta ohjain ehtii jäähtyä, tai yritä laittaa avain uudelleen avainlukkoon.

IX. HUOLTO JA YLLÄPITO

Vaarallisen liukkaiksi.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Käytä kosteaa liinaa ja mietoa, hankaamatonta puhdistusainetta Travel Scooterin muovi- ja metalliosien puhdistamiseen. Vältä tuotteita, jotka voivat naarmuttaa Travel Scooterin pintaa.

Puhdista tuote tarvittaessa hyväksytyllä desinfiointiaineella. Varmista ennen käyttöä, että desinfiointiaine on turvallinen käyttää tuotteellasi.



VAROITUS! Noudata kaikkia desinfiointiaineen ja/tai puhdistusaineen oikeaa käyttöä koskevia turvallisuusohjeita ennen sen levittämistä tuotteeseesi.

Tuote. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ihoärsytystä tai verhoilun ja/tai Travel Scooterin pintojen ennenaikaista kulumista.

AKUN LIITÄNNÄT

Varmista, että liitännät ovat tiukasti kiinni eivätkä ole ruostuneet.

JOHTOSARJAT

Tarkista säännöllisesti kaikki johdotukset.

Tarkista säännöllisesti kaikkien johtojen eristys, mukaan lukien laturin virtajohto, kulumisen tai vaurioiden varalta.

Pyydä valtuutettua huoltoliikettä korjaamaan tai vaihtamaan kaikki vaurioituneet liittimet, liitännät tai eristykset ennen kuin käytät Travel Scooteria uudelleen.



KIELLETTY! Vaikka Travel Scooter on läpäissyt tarvittavat testivaatimukset nesteiden tunkeutumisen suhteen, sinun tulee

Pidä sähköliitännät poissa kosteuden lähteistä, mukaan lukien suora altistuminen vedelle tai kehon nesteille ja inkontinenssille. Tarkista sähkökomponentit säännöllisesti korroosion merkkien varalta ja vaihda ne tarvittaessa. ABS-MUOVIKUORET

Suojakotelot on valmistettu kestävästä ABS-muovista ja päällystetty kehittyneellä uretaanimaalilla. Kevyt autovahan levitys auttaa suoja säilyttämään kiiltävän pinnan.

AKSELILAAKERIT JA MOOTTORI/VAIhteisto

Nämä osat on esivoideltu ja tiivistetty, eikä niitä tarvitse voidella myöhemmin.

IX.HOITO JA HUOLTO

MOOTTORIN HARJAT

Moottorin harjat sijaitsevat moottori-/vaihteistokokoonpanon sisällä. Niiden kuluminen on tarkastettava säännöllisesti valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

KONSOLI, LATAUSLAITE JA TAKAOSAN ELEKTRONIIKKA

Pidä nämä alueet kuivina.

Anna näiden alueiden kuivua kokonaan, jos ne ovat altistuneet kosteudelle, ennen kuin käytät Travel Scooteria uudelleen.

NYLONLUKKOMUTTERIN VAIHTO

Kaikki nylon-lukkomutterit, jotka on irrotettu Travel Scooterin säännöllisen huollon, kokoonpanon tai purkamisen yhteydessä, on vaihdettava uusiin muttereihin. Nylon-lukkomuttereita ei saa käyttää uudelleen, koska se voi vahingoittaa nylon-osaa ja heikentää kiinnityksen turvallisuutta. Vaihtomutterit ovat saatavilla paikallisista rautakaupoista tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

MATKASKOTTERIN SÄILYTTÄMINEN

Jos et aio käyttää matkaskootteriasi pitkään aikaan, on parasta:

1. Lataa sen akut täyteen ennen varastointia.
2. Poista akku skootterista.
3. Säilytä matkaskootteri lämpimässä ja kuivassa paikassa.
4. Vältä säilyttämästä matkaskootteria paikassa, jossa se altistuu äärimmäisille lämpötiloille.

Akut, jotka tyhjenevät säännöllisesti ja perusteellisesti, ladataan harvoin, varastoidaan äärimmäisissä lämpötiloissa tai varastoidaan ilman täyttä latausta, voivat vaurioitua pysyvästi, mikä aiheuttaa epäluotettavaa suorituskykyä ja rajoittaa käyttöikää. On suositeltavaa ladata matkaskootterin akut säännöllisesti pitkien varastointijaksojen aikana, jotta niiden oikea suorituskyky varmistetaan.



VAROITUS! Suojaa akut aina pakkaselta ja älä koskaan lataa jäätynyttä akkua.

Pitkäaikaista varastointia varten voit asettaa useita lautoja, jotta se ei kosketa maata. Tämä vähentää renkaiden painoa ja vähentää renkaiden maata koskettavien osien litistymisen mahdollisuutta.

IX.HOITO JA HUOLTO

SKOOTTERIN HÄVITTÄMINEN

Travel Scooter -skootterisi on hävitettävä paikallisten ja kansallisten lakisääteisten määräysten mukaisesti. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyritykseen tai valtuutettuun toimittajaan saadaksesi tietoa pakkausmateriaalien, metallirungon osien, muoviosien, elektroniikan ja akkujen asianmukaisesta hävittämisestä.

X. TAKUU

VIIDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Viiden vuoden ajan ostopäivästä alkaen korjaamme tai vaihdamme alkuperäiselle ostajalle oman valintamme mukaan kaikki seuraavat osat, jotka valtuutettu edustajamme on tarkastuksessa todennut materiaali- ja/tai valmistusvirheellisiksi:

Rakenteelliset runko-osat, mukaan lukien:

■ Alusta ■ haarukka ■ satulapolppa ■ rungon hitsauskohdat

KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kaikilla elektronisilla osilla, mukaan lukien ohjaimet ja akkulaturit, on kahden (2) vuoden takuu. Ohjainta tai akkulaturia on suoritettava valtuutetun palveluntarjoajan toimesta. Yritys avata tai purkaa näitä osia mitätöi kyseisen osan takuun.

YHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Yhden vuoden ajan ostopäivästä alkaen korjaamme tai vaihdamme alkuperäiselle ostajalle oman valintamme mukaan kaikki seuraavat osat, jotka valtuutettu edustajamme on tarkastuksessaan todennut materiaali- ja/tai valmistusvirheellisiksi: Voimansiirto, mukaan lukien:

■ tasauspyörästä ■ moottori ■ jarru

KUUDEN KUUKAUDEN TAKUU

Akut ovat akkuvalmistajan myöntämän erillisen kuuden (6) kuukauden takuun piirissä. Takuu ei kata suorituskyvyn asteittaista heikkenemistä, joka johtuu akun jättämisestä tyhjäksi, pitkäaikaisesta säilyttämisestä kylmissä olosuhteissa tai kulumisesta raskaan käytön seurauksena.

KUNNOSTAUDETTUJEN LAITTEIDEN TAKUU

Kaikilla kunnostetuilla laitteilla on kuuden kuukauden takuu, joka astuu voimaan ostopäivästä.

x. TAKUU

TAKUUN POISSULKEMISET

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka saattavat vaatia vaihtoa normaalin kulumisen vuoksi.

■ ABS-muovikotelot ■ Renkaat ja polttimot ■ Verhoilu ja istuimet.

■ Meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella olevat olosuhteet.

■ Työvoima, huoltokäynnit, kuljetus ja muut tuotteesta aiheutuvat kulut, ellei Mobility Products Corporation ole niitä etukäteen nimenomaisesti hyväksynyt.

■ Korjaukset ja/tai muutokset, jotka on tehty mihin tahansa matkaskootterin osaan ilman meidän nimenomaista ja etukäteen antamaa suostumusta.

POISSULKEMISET KOSKEVAT MYÖS KOMPONENTTEJA, JOIHIN ON AIHEUTUNUT VAURIOITA SEURAAVISTA SYISTÄ:

■ Saastuminen

■ Väärinkäyttö, väärinkäytös, onnettomuus tai huolimattomuus.

■ Akun nesteen vuotaminen tai vuotaminen

■ Kaupallinen käyttö tai normaalia suurempi käyttö

■ Virheellinen käyttö, huolto tai varastointi

■ Akkuja, joita ei ole huollettu asianmukaisesti suositeltujen lataus- ja säilytysohjeiden mukaisesti

Muita nimenomaisia takuita ei ole.

Epäsuorat takuut, mukaan lukien takuut kaupankäyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, ovat voimassa yhden vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä ja lain sallimissa rajoissa. Kaikki epäsuorat takuut on suljettu pois. Tämä on ainoa korvaustapa. Vastuu välillisistä vahingoista on suljettu pois kaikista takuista.

Joissakin osavaltioissa ei sallita implisiittisen takuun keston rajoittamista tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen rajoittamisen poissulkemista. Siksi edellä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske sinua.

LIITE I – TEKNISET TIEDOT

Mallinumero	Blimo X-40
Suurin turvallinen kaltevuus	Katso kuva 1.
Suurin nousukyky	Katso kuva 1.
Suurin este kiipeily kyky	2 tuumaa (5 cm)
Värit	Punainen, sininen, hopea (vaihdettavat paneelit)
Kokonaispituus	110 cm
Kokonaisleveys	51 cm
Kokonaispaino ilman paristoja	41,2 kg
Raskainosa purkaessa (etiosa)	29,2 kg
Kääntösäde	125 cm
Nopeus (maksimi)	Muuttuva, enintään 6 km/h
Toimintasäde yhdellä latauksella	(20 Ah:n akuilla) enintään 28 km
Maavara	8,2 cm rungon keskikohdassa
Painokapasiteetti	150 kg
Vakiomallinen istuin	Tyyppi: taitettava
Voimansiirto	Takaveto, suljettu voimansiirto, 24 voltin tasavirta moottori, 250 W,
kaksoisjarrujärjestelmä	Elektroninen, regeneratiivinen ja sähkömekaaninen
Renkaat	Tyyppi: kiinteät Koko: 22 cm
Akku	24 V 20 Ah litium (480 Wh)
Akun paino	20 Ah: 4,3 kg
Akun laturi	Ulkoinen laturi