

BILAG I – SPECIFIKATION

1. Varierer afhængigt af brugerens vægt, terræntype, batteriets ampere-timer (Ah), batteriets opladning, batteriets tilstand, dæktype og dækkets tilstand. Denne specifikation kan være underlagt en afvigelse på (+ eller -) 10 %.
 2. På grund af produktionstolerancer og løbende produktforbedringer kan denne specifikation være underlagt en afvigelse på (+ eller -) 3 %.
 3. Omtrentlige samlede dimensioner, når dækkene er pumpet op.
 - 4.
 5. Testet i overensstemmelse med ASN/RESNA, WC Vol 2, afsnit 4 og ISO 7176-4 standarder. Resultater afledt fra teoretisk beregning baseret på batterispecifikationer og drivsystemets ydeevne. Test udført ved maksimal vægtpacitet.
- BEMÆRK: Dette produkt overholder alle gældende ANSL-RESNA-testkrav og ISO 7176 EN12184-standarder. Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Blimo X-40 betjeningsvejledning



INDHOLD

I. INTRO.....	1
II. SIKKERHED	2
III. DIN REJSE-SCOOTER	17
IV. BATTERIER OG OPLADNING.....	23
V. BETJENING.....	30
VI. KOMFORTINDSTILLINGER.....	33
VII. DEMONTERING OG MONTERING.....	35
VIII. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING.....	36
IX. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.....	38
X. GARANTI	42
BILAG I – SPECIFIKATIONER	28

SIKKERHEDSRETNINGSLINJER

Kære brugere, tak fordi I bruger vores mobilitetsscooter. Vi håber, at den kan gøre jeres arbejde og liv lettere. For at bruge og betjene produktet korrekt, holde det i god stand og forlænge dets levetid, bedes I læse instruktionerne omhyggeligt, inden I bruger produktet.



ADVARSEL! En autoriseret forhandler eller kvalificeret tekniker skal udføre den indledende opsætning af denne scooter og skal udføre alle procedurerne i denne

manual. Symbolerne nedenfor bruges i hele denne brugervejledning og på scooteren til at identificere advarsler og vigtige oplysninger. Det er meget vigtigt, at du læser dem og forstår dem fuldt ud.



ADVARSEL! Angiver en potentielt farlig situation. Manglende overholdelse af de angivne procedurer kan forårsage personskade, beskadigelse af komponenter

eller funktionsfejl. På produktet er dette ikon repræsenteret som figuren til venstre.



OBLIGATORISK! Disse handlinger skal udføres som angivet. Manglende udførelse af obligatoriske handlinger kan forårsage personskade og/eller beskadigelse af udstyret

På produktet er dette ikon afbildet som vist til venstre.

Udfyld venligst følgende oplysninger til hurtig reference:

Udbyder:	
Adresse:	
Telefonnummer	
Købsdato:	Serienummer:

BEMÆRK: Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af de seneste specifikationer og produktoplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for offentliggørelsen. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer, når det bliver nødvendigt. Eventuelle ændringer af det produkt, du har købt. Den seneste/aktuelle version af denne vejledning er tilgængelig på vores hjemmeside.

I. INTRO

SIKKERHED

Det produkt, du har købt, kombinerer

Avancerede komponenter med fokus på sikkerhed, komfort og design. Vi er overbeviste om, at designet vil give dig den komfort, du forventer i din dagligdag. Hvis du forstår, hvordan du betjener og vedligeholder dette produkt på en sikker måde, vil det give dig mange års problemfri drift og service.

Læs og følg alle instruktioner, advarsler og bemærkninger i denne manual og al anden medfølgende dokumentation, inden du bruger dette produkt for første gang. Derudover afhænger din sikkerhed af dig selv, din plejer og sundhedspersonale, der udviser sund fornuft.

Hvis der er oplysninger i denne manual, som du ikke forstår, eller hvis du har brug for yderligere hjælp til opsætning eller betjening, skal du kontakte din autoriserede forhandler. Manglende overholdelse af instruktionerne, advarslerne og bemærkningerne i denne manual og dem, der findes på vores produkt, kan medføre personskaade eller produktskaade og vil gøre vores produktgaranti ugyldig.

KØBERENS AFTALE

Ved at acceptere levering af dette produkt lover du, at du ikke vil ændre, omforme eller modificere dette produkt eller fjerne eller gøre beskyttelsesanordninger, afskærmninger eller andre sikkerhedsfunktioner på dette produkt ubrugelige eller usikre; undlade, nægte eller forsømme at installere eventuelle eftermonteringssæt, som vi fra tid til anden leverer for at forbedre og bevare den sikre brug af dette produkt.

FORSENDELSE OG LEVERING

Før du bruger din scooter, skal du sikre dig, at leveringen er komplet, da nogle komponenter kan være pakket separat. Hvis du ikke modtager en komplet levering, skal du straks kontakte din autoriserede forhandler. Hvis der er opstået skader under transporten, enten på emballagen eller indholdet, skal du kontakte det ansvarlige transportfirma.

II. SIKKERHED

PRODUKTSIKKERHEDSSYMBOLER

Nedenstående symboler bruges på rejsescooteren til at identificere advarsler, obligatoriske handlinger og forbudte handlinger. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår dem fuldt ud.



Læs og følg oplysningerne i brugervejledningen.



Maksimal vægt på sædet



Klem-/knusningspunkter opstået under samling



Ætsende kemikalier indeholdt i batteriet



EMI-RFI – Dette produkt er testet og godkendt ved et immunitetsniveau på 20 V/M



Ulåst og i friløbstilstand. Placer enheden på et plant underlag og på siden, når du skifter fra køre- til friløbstilstand eller fra friløbstilstand til køre-tilstand.

Låst og i køreindstilling

II. SIKKERHED



Lad ikke børn uden opsyn lege i nærheden af Travel Scooter, mens batterierne oplades.



Fjern ikke anti-tip hjulene.



Brug ikke mobiltelefon, walkie/talkie, bærbar computer eller andre radiosendere under brug.



Undgå udsættelse for regn, sne, is, salt eller stående vand, når det er muligt. Vedligehold og opbevar i en ren og tør tilstand.



Fjernelse af jordstikket kan medføre elektrisk fare.
Hvis det er nødvendigt, skal du installere en godkendt 3-polet adapter korrekt til en stikkontakt med 2-polet stik.



Tilslut ikke en forlængerledning til AC/DC-omformeren eller batteriopladeren.




Hold værktøj og andre metalgenstande væk fra batteripolerne. Kontakt med værktøj kan forårsage elektrisk stød.



Åbn ikke batteripakken, før du har læst instruktionerne i brugervejledningen om, hvordan du gør det.



Hold hænderne væk fra dækkene under kørsel. Vær opmærksom på, at løst siddende tøj kan blive fanget i drivhjulene.



Brug ikke batterier med forskellige ampere-timer (Ah)-kapaciteter. Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift altid begge batterier på samme tid.

II. SIKKERHED



Sæt dig ikke på mobilitetsproduktet, når det bruges i forbindelse med nogen form for løfte-/hævningsprodukt.



Når du befinder dig på en hældning eller et fald, må du aldrig sætte scooteren i friløb, mens du sidder på den eller står ved siden af den.



Der er eksplosive forhold!



Bortskaffelse og genbrug – kontakt din autoriserede forhandler for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af dit produkt og dets emballage.



Affalds- og emballageproces



Brug sikkerhedsbriller



Batterioplader til indendørs brug



Indeholder bly



Brandfarligt materiale. Må ikke udsættes for åben ild.

GENERELT



OBLIGATORISK! Brug ikke din nye Travel Scooter for første gang, før du har læst og forstået denne brugervejledning fuldt ud.

Din rejsescooter er et avanceret hjælpemiddel der er designet til at forbedre livskvaliteten

øge mobiliteten. Vi tilbyder et bredt udvalg af produkter, der passer bedst til de individuelle behov hos brugeren af rejsescooteren. Vær opmærksom på, at den endelige

II. SIKKERHED

valg og købsbeslutning vedrørende den type Travel Scooter, der skal bruges, er det ansvaret for den bruger af Travel Scooter, der er i stand til at træffe en sådan beslutning, og hans/hendes sundhedspersonale (dvs. læge, fysioterapeut osv.).

Indholdet i denne manual er baseret på den forventning, at en mobilitetsudstyrseksperter har tilpasset rejsescooteren korrekt til brugeren og har bistået den ordinerende sundhedsperson og/eller den autoriserede leverandør i instruktionsprocessen for brugen af produktet.

Der er visse situationer, herunder nogle medicinske tilstande, hvor brugeren af rejsescooteren skal øve sig i at betjene rejsescooteren i nærværelse af en uddannet ledsager. En uddannet ledsager kan defineres som et familiemedlem eller en plejefaglig person, der er specielt uddannet i at hjælpe en bruger af rejsescooteren i forskellige daglige aktiviteter.

Når du begynder at bruge din Travel Scooter i dagligdagen, vil du sandsynligvis støde på situationer, hvor du har brug for lidt øvelse. Tag dig god tid, så vil du snart have fuld og sikker kontrol, når du manøvrerer gennem døråbninger, op og ned af elevatorer, op og ned ad ramper og over moderat terræn.

Nedenfor finder du nogle forholdsregler, tips og andre sikkerhedsovervejelser, der vil hjælpe dig med at vænne dig til at betjene rejsescooteren sikkert.

MODIFIKATIONER

Vores scooter er designet og konstrueret til at give maksimal mobilitet og anvendelighed. Du må dog under ingen omstændigheder ændre, tilføje, fjerne eller deaktivere nogen funktion, del eller egenskab på din Travel Scooter.



ADVARSEL! Du må ikke ændre din rejsescooter på nogen måde, der ikke er godkendt af os. Brug ikke tilbehør, der ikke er

testet eller godkendt til vores produkter. AFTAGELIGE DELE



ADVARSEL! Forsøg ikke at løfte eller flytte din Travel Scooter ved hjælp af nogen af dens aftagelige dele, herunder armlæn, sæde eller skærm.

SIKKERHEDSKONTROL FØR KØRSEL

Lær din rejsescooter og dens funktioner at kende. Vi anbefaler

II. SIKKERHED

at du udfører en sikkerhedskontrol før hver brug for at sikre, at din Travel Scooter fungerer problemfrit og sikkert.

Udfør følgende kontroller, inden du bruger din scooter:

- Kontroller alle elektriske tilslutninger. Sørg for, at de sidder fast og ikke er korroderede.
- Kontroller alle ledningsforbindelser. Sørg for, at de er korrekt fastgjort.
- Kontroller bremsene.
- Kontroller batteriets opladning.

Hvis du opdager et problem, skal du kontakte din autoriserede forhandler for at få hjælp.

VÆGTBEGRÆNSNINGER

Din scooter har en maksimal vægtpkapacitet. Se specifikationstabellen for yderligere oplysninger.



OBLIGATORISK! Hold dig inden for den angivne vægtpkapacitet for din scooter. Overskridelse af vægtpkapaciteten, bortfalder din garanti.

kan ikke holdes ansvarlig for personskader og/eller materielle skader, der skyldes manglende overholdelse af vægtbegrænsninger.



ADVARSEL! Medbring ikke passagerer på din scooter.

At medtage passagerer på din scooter kan påvirke tyngdepunktet og medføre, at du vælter eller falder.

INFORMATION OM HÆLDNING

Flere og flere bygninger har ramper med specificerede hældningsgrader, der er designet til nem og sikker adgang. Nogle ramper kan have sving (180 graders sving), som kræver, at du har gode svingfærdigheder på din scooter.

- Vær yderst forsigtig, når du nærmer dig en nedadgående rampe eller anden hældning
- Tag brede sving med din scooter omkring skarpe hjørner. Hvis du gør det, vil scooterens baghjul følge en bred bue, ikke skære hjørnet kort og ikke støde ind i eller hænge fast i gelænderhjørner.
- Når du kører ned ad en rampe, skal du holde scooterens hastighed indstillet til den laveste hastighed for at sikre en sikker og kontrolleret nedkørsel.
- Undgå pludselige stop og starter. Når du kører op ad en stigning, skal du forsøge at holde din Travel Scooter i bevægelse. Hvis du er nødt til at stoppe, skal du starte langsomt igen og derefter accelerere.

II. SIKKERHED

Kør forsigtigt ned ad en skråning. Indstil hastighedsknappen til den laveste hastighed, og kør kun fremad. Hvis din rejsescooter begynder at køre ned ad bakken hurtigere end forventet eller ønsket, skal du lade den komme til fuldstændig standsning ved at slippe gashåndtaget. Skub derefter gashåndtaget let fremad for at sikre en sikker og kontrolleret nedkørsel.



ADVARSEL! Når du befinder dig på en stigning eller et fald, må du aldrig sætte rejsescooteren i friløb, mens du sidder på

den eller står ved siden af den.

ADVARSEL! Når du kører op ad en hældning, må du ikke zigzagge eller køre skråt op ad hældningen. Kør din rejsescooter lige op ad hældningen. Dette reducerer risikoen for at vælte eller falde betydeligt. Vær altid yderst forsigtig, når du kører på en hældning.



ADVARSEL! Kør ikke din Travel Scooter på tværs af en hældning eller diagonalt op eller ned ad en hældning; stop om muligt ikke

mens du kører op eller ned ad en skråning.

ADVARSEL! Du bør ikke køre op eller ned ad en potentielt farlig hældning (dvs. områder dækket af sne, is, afklippet græs eller blade).


ADVARSEL! Selvom din rejsescooter er i stand til at køre op ad stigninger, der er større end dem, der er illustreret i figur 1, må du under ingen omstændigheder overskride retningslinjerne for stigninger eller andre specifikationer, der er angivet i denne manual. Dette kan medføre ustabilitet i din rejsescooter.

Offentlige ramper for handicappede er ikke underlagt statslige regler i alle lande og har derfor ikke nødvendigvis den samme standardprocent for hældning. Andre stigninger kan være naturlige eller, hvis de er menneskeskabte, ikke designet specifikt til rejsescootere. Figur 1 illustrerer din rejsescooters stabilitet og dens evne til at køre op ad stigninger under forskellige vægtbelastninger og under kontrollerede testforhold. Disse tests blev udført med rejsescooterens sæde i den højeste position.

og justeret bagud på sædebasen til den bageste position. Brug dette Oplysninger som vejledning. Din rejsescooters evne til at køre op ad bakker er

II. SIKKERHED

påvirkes af din vægt, din rejsescooters hastighed, din rejsescooters hastighed, din indkøringsvinkel til hældningen og din rejsescooters opsætning.



Figur 1. Maksimal anbefalet stigningsvinkel




ADVARSEL! Ethvert forsøg på at køre op ad eller ned ad en hældning, der er stejlere end vist i figur 1, kan gøre din rejsescooter ustabil

position og få den til at vælte. **ADVARSEL!** Transporter aldrig en iltf flaske, der vejer mere end 15 lbs (6,8 kg). Fyld aldrig den forreste eller bageste kurv med indhold, der overstiger 15 lbs (6,8 kg).


Når du nærmer dig en stigning, er det bedst at læne sig fremad. Se figur 2 og 2A. Dette flytter tyngdepunktet for dig og din rejsescooter fremad mod rejsescooterens forende for at forbedre stabiliteten.

BEMÆRK: Når du kører op ad ramper, kan den motoriserede rejsescooter "rulle tilbage" ca. 1 fod (30,5 cm), før bremsen aktiveres, hvis gashåndtaget slippes, mens du kører fremad. Hvis gashåndtaget slippes

-ed under bakning kan den motordrevne rejsescooter "rulle tilbage" ca. 1 meter, før bremsen aktiveres.



Figur 2. Normal køreposition



Figur 2A. Øget stabilitet under kørsel position

II. SIKKERHED

INFORMATION OM KURVEKØRSEL

For høje hastigheder i sving kan medføre risiko for at vælte. Faktorer, der påvirker risikoen for at vælte, omfatter, men er ikke begrænset til, hastighed i sving, styrevinkel (hvor skarpt du drejer), ujævne vejoverflader, skrånende vejoverflader, kørsel fra et område med lav friktion til et område med høj friktion (f.eks. fra et græsareal til et asfalteret område – især ved høj hastighed i sving) og retningsændringer. Høje kurvehastigheder anbefales ikke. Hvis du føler, at du kan vælte i en kurve, skal du reducere din hastighed og styrevinkel (dvs. mindske svingets skarphed) for at forhindre, at din Travel Scooter vælter.



ADVARSEL! Når du drejer skarpt, skal du sænke farten og holde tyngdepunktet stabilt. Når du bruger din rejsescooter ved højere hastigheder, skal du undgå skarpe sving. Dette reducerer risikoen for at vælte eller falde betydeligt.

risikoen for at vælte eller falde. Brug altid sund fornuft, når du drejer.

INFORMATION OM BREMSER

Din rejsescooter er udstyret med disse kraftfulde bremsesystemer:

- Regenerativ: Bruger elektricitet til hurtigt at bremse køretøjet, når gashåndtaget vender tilbage til midter-/stop-positionen.
 - Skivebremse: Aktiveres mekanisk, når regenerativ bremsning bringer køretøjet næsten til standsning, eller når strømmen af en eller anden grund afbrydes fra systemet.
- UDENDØRS KØREFLADER**
- Din rejsescooter er designet til at give optimal stabilitet under normale kørselsforhold – tørre, jævne overflader af beton, asfalt eller asfaltbelægning. Vi er dog klar over, at der vil være tilfælde, hvor du vil støde på andre typer overflader. Af denne grund er din rejsescooter designet til at fungere fremragende på fast jord, græs og grus. Du kan roligt bruge din rejsescooter sikkert på græsplæner og i parkområder.
- Sænk hastigheden på din rejsescooter, når du kører på ujævnt terræn og/eller bløde overflader.
 - Undgå højt græs, der kan vikle sig ind i drivværket.
 - Undgå løst pakket grus og sand.
 - Hvis du er usikker på en køreflade, skal du undgå den.

II. SIKKERHED

OFFENTLIGE VEJE OG VEJBANER



ADVARSEL! Du må ikke køre på din Travel Scooter på offentlige veje og gader.

at se dig, når du sidder på din rejsescooter. Overhold alle lokale færdselsregler for fodgængere. Vent, indtil vejen er fri for trafik, og fortsæt derefter med stor forsigtighed.

STATIONÆRE FORHINDRE (TRIN, KANTSTEN MV.)




ADVARSEL! Kør ikke i nærheden af forhøjede overflader, ubeskyttede afsatser og/eller fordybninger (kantsten, verandaer, trapper osv.).

ADVARSEL! Forsøg ikke at få din Travel Scooter til at køre op eller ned ad forhindringer, der er urimeligt høje.

ADVARSEL! Forsøg ikke at køre din Travel Scooter baglæns ned ad en trappe, kantsten eller anden forhindring. Dette kan få Travel Scooteren til at vælte.

ADVARSEL! Sørg for, at din rejsescooter kører vinkelret på enhver kantsten, du skal køre op eller ned ad, se figur 3 og 4.

ADVARSEL! Forsøg ikke at køre over en kantsten, der er højere end 2 tommer (5 cm)



Figur 3. Korrekt tilgang til kantsten



Figur 4. Forkert tilgang til kantsten

FORHOLDSREGLER VED DÅRLIGT VEJR

Udsættelse af din rejsescooter for ugunstige vejforhold bør undgås.

II. SIKKERHED

undgås så vidt muligt. Hvis du pludselig bliver fanget i regn, sne, ekstrem kulde eller varme, mens du kører på din rejsescooter, skal du søge ly så hurtigt som muligt. Tør din rejsescooter grundigt, inden du opbevarer, oplader eller kører på den.



FORBUDT! Kørsel i regn, sne, salt, tåge/stænk og på isglatte overflader kan have en negativ indvirkning på det

elektriske system. Vedligehold og opbevar din rejsescooter i tørre og rene omgivelser.



ADVARSEL! Langvarig udsættelse for varme eller kulde kan påvirke temperaturen på polstrede og ikke-polstrede dele

på rejsescooteren, hvilket kan medføre hudirritation. Vær forsigtig, når du bruger din rejsescooter i ekstremt varme eller kolde omgivelser, eller når du udsætter din rejsescooter for direkte sollys i længere tid.

FRILØBSTILSTAND

Din rejsescooter er udstyret med en manuel friløbsarm, der, når den skubbes fremad, gør det muligt at skubbe rejsescooteren. For mere information om, hvordan du sætter din rejsescooter i og ud af friløbsmodus, se III "Din rejsescooter".



ADVARSEL! Når din rejsescooter er i friløbsfunktion, er bremsesystemet frakoblet.

■ **Frakobl kun drivmotorerne på et plant underlag.**

■ **Sørg for, at nøglen er fjernet fra nøglekontakten.**

■ **Stå ved siden af Travel Scooter for at aktivere eller deaktivere friløb. Sæt dig aldrig på en Travel Scooter for at gøre dette.**

■ **Når du er færdig med at skubbe din rejsescooter, skal du altid sætte den tilbage i køreindstilling for at låse bremserne.**

En ekstra funktion, der er indbygget i rejsescooteren, er "push-too-fast"-beskyttelse, som beskytter Travel Scooter mod at opnå for høj hastighed, når den er i friløbsfunktion.

II. SIKKERHED

"push-too-fast" fungerer forskelligt afhængigt af, hvilken af to betingelser der er tale om:

■ Hvis nøglen er slået fra i friløbstilstand, aktiverer Travel Scooters controller regenerativ bremsning, når Travel Scooter skubbes hurtigere end en forudindstillet maksimal tærskel. I dette tilfælde fungerer controlleren som en hastighedsregulator.

■ Hvis nøglen er sat på "on" i friløbsmodus, vil du møde betydelig modstand ved enhver hastighed. Dette forhindrer Travel Scooter i at få uønsket fart, hvis den manuelle friløbsarm utilsigtet slippes, mens du kører på Travel Scooter.

TRAPPER OG RULLETRAPPER

Travel Scooter er ikke designet til at køre op eller ned ad trapper eller rulletrapper. Brug altid en elevator.



ADVARSEL! Brug ikke din Travel Scooter til at køre op eller ned ad trapper eller rulletrapper.

DØRE

■ Find ud af, om døren åbner mod eller væk fra dig.

■ Brug din hånd til at dreje knappen eller skubbe håndtaget eller skubbebommen.

■ Kør din rejsescooter forsigtigt og langsomt fremad for at skubbe døren op. Eller kør din rejsescooter forsigtigt og langsomt baglæns for at trække døren op.

Elevatorer

Moderne elevatorer har en sikkerhedsmekanisme ved dørkanten, der, når trykkes på, åbner døren/dørene igen.

■ Hvis du befinder dig i døråbningen til en elevator, når døren/dørene begynder at lukke, skal du trykke på gummikanten på døren eller lade gummidørkanten komme i kontakt med rejsescooteren, så åbner døren igen.

■ Pas på, at håndtasker, pakker eller Travel Scooter-tilbehør ikke sidder fast i elevatorens døre.

BEMÆRK: Hvis din rejsescooters venderadius er større end 1500 mm (60 tommer), kan det være svært at manøvrere i elevatorer og bygningers indgange. Vær forsigtig.

II. SIKKERHED

, når du forsøger at dreje eller manøvrere din rejsescooter i små rum, og undgå områder, der kan udgøre et problem.

LØFTE-/HØJDEPRODUKTER

Hvis du skal rejse med din rejsescooter, kan det være nødvendigt at bruge et løfte-/hævningsprodukt til at hjælpe med transporten. Vi anbefaler, at du nøje gennemgår instruktionerne, specifikationerne og sikkerhedsoplysningerne fra producenten af løfte-/hævningsproduktet, inden du bruger det.



ADVARSEL! Sæt dig aldrig på din rejsescooter, når den bruges i forbindelse med nogen form for løfte-/hævningsprodukt.

produkt. Din rejsescooter er ikke designet til sådan brug, og vi påtager os ikke ansvaret for skader, der opstår som følge af sådan brug.

BATTERIER

Ud over at følge nedenstående advarsel skal du også overholde alle andre oplysninger om håndtering af batterier.



OBLIGATORISK! Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder bly og blyforbindelser. Brug beskyttelsesbriller og

vask hænder efter håndtering.



ADVARSEL! Scooterbatterier er tunge. Se specifikationstabellen. Hvis du ikke er i stand til at løfte så meget vægt, skal du sørge for at få hjælp, bruge

de korrekte løfteteknikker og undgå at løfte mere, end du kan klare. **ADVARSEL!** Beskyt altid batterierne mod frost, og oplad aldrig et frossent batteri.

ADVARSEL! Tilslut batterikablerne på korrekt vis. RØDE (+) kabler skal tilsluttes positive (+) batteripoler/terminaler. SORTE (-) kabler skal tilsluttes negative (-) batteripoler/terminaler. UDSKIFT kabler med det samme, hvis de er beskadigede. Der skal monteres beskyttelseskapper over alle batteripoler.

BEMÆRK: Hvis du støder på et beskadiget eller revnet batteri, skal du straks lukke det inde i en

II. SIKKERHED

plastpose og kontakt dit lokale affaldsbortskaffelsesagentur eller en autoriseret leverandør for at få instruktioner om bortskaffelse og genbrug af batterier. Dette er vores anbefalede fremgangsmåde.

TRANSPORT I MOTORKØRETØJ

Vi anbefaler, at du ikke forbliver siddende i din rejsescooter, mens du rejser i et motorkøretøj. Rejsescooteren skal opbevares i bagagerummet på en bil eller bag i en lastbil eller varevogn med batterierne fjernet og korrekt fastgjort. Derudover skal alle aftagelige dele på rejsescooteren, herunder armlæn, sæde og afskærmning, fjernes og/eller fastgøres korrekt under transport i motorkøretøj.



ADVARSEL! Selvom din rejsescooter kan være udstyret med en positioneringssele, er denne sele ikke designet til at yde fastholdelse

under transport i motorkøretøjer. Alle, der rejser i et motorkøretøj, skal være korrekt fastspændt i motorkøretøjets sæde med sikkerhedsseler, der er spændt korrekt fast.

ADVARSEL! Sid ikke på din rejsescooter, mens den befinder sig i et køretøj i bevægelse. **ADVARSEL!** Sørg altid for, at din rejsescooter og dens batterier er korrekt fastgjort, når den transporteres. Batterierne skal fastgøres i opretstående position, og der skal monteres beskyttelseskapper på batteripolerne. Batterierne må ikke transporteres sammen med brandfarlige eller brændbare genstande.

POSITIONERINGSBELT

Selvom din rejsescooter kan være udstyret med en positioneringssele, er denne sele ikke designet til at yde tilstrækkelig fastholdelse under transport i motorkøretøjer. Alle, der rejser i et motorkøretøj, skal være korrekt fastspændt i motorkøretøjets sæde med sikkerhedsseler, der er spændt korrekt fast.



ADVARSEL! Sæt dig ikke på din rejsescooter, mens den befinder sig i et kørende køretøj.

ADVARSEL! Sørg for, at din rejsescooter og dens batterier er korrekt fastgjort, når de transporteres.

FOREBYGGELSE AF UTILSIGTEDE BEVÆGELSER.

II. SIKKERHED



ADVARSEL! Hvis du forventer at sidde i en stationær position i længere tid, skal du slukke for strømmen. Dette forhindrer

uventede bevægelser som følge af utilsigtet kontakt med gashåndtaget.

STIG PÅ OG AF DIN REJSE-SCOOTER

Det kræver en god balanceevne at stige på og af din rejsescooter. Overhold følgende sikkerhedstips, når du stiger på og af din rejsescooter:

- Tag nøglen ud af tændingslåsen.
- Sørg for, at din Travel Scooter ikke er i friløb. Se III. "Din Travel Scooter".
- Sørg for, at sædet er fastgjort korrekt.
- Løft armlænene op for at gøre det lettere at stige på og af rejsescooteren.



ADVARSEL! Sæt dig så langt tilbage som muligt i sædet på rejsescooteren for at forhindre, at rejsescooteren vælter og

forårsager skader.

ADVARSEL! Undgå at lægge al din vægt på Travel Scooters armlæn, og brug ikke armlænene til at støtte din vægt, f.eks. ved forflytninger. Sådan brug kan få Travel Scooteren til at vælte, hvilket kan resultere i et fald fra Travel Scooteren og/eller personskade.

ADVARSEL! Undgå at lægge al din vægt på gulvbrættet. En sådan brug kan få Travel Scooter til at vælte.

RÆKKEVIDDE OG BØJNING

Undgå at række eller bøje dig, mens du kører på din Travel Scooter. Hvis du bøjer dig fremad, risikerer du at komme i kontakt med gashåndtaget ved et uheld. Hvis du bøjer dig til siden, mens du sidder, risikerer du at vælte. Det er vigtigt at opretholde et stabilt tyngdepunkt og forhindre, at Travel Scooteren vælter. Vi anbefaler, at brugeren af Travel Scooteren fastlægger sine personlige begrænsninger og øver sig i at bøje sig og række sig i nærværelse af en kvalificeret ledsager.

II. SIKKERHED



ADVARSEL! Du må ikke bøje dig, læne dig eller række ud efter genstande, hvis du skal samle dem op fra Travel Scooter-dækket eller fra en af siderne af

rejsescooteren. Bevægelser som disse kan ændre dit tyngdepunkt og vægtfordelingen på rejsescooteren og få din rejsescooter til at vælte.



FORBUDT! Hold hænderne væk fra dækkene, når du kører. Vær opmærksom på, at løstsiddende tøj kan blive

fast i drivhjulene.

RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER/FYSISKE BEGRÆNSNINGER

Brugeren af Travel Scooter skal udvise forsigtighed og sund fornuft, når han/hun betjener sin Travel Scooter. Dette omfatter bevidsthed om sikkerhedsproblemer, når der indtages receptpligtige eller håndkøbsmedicin, eller når brugeren har specifikke fysiske begrænsninger.

ELEKTROMAGNETISK OG RADIOFREKVENSIINTERFERENS (EMI/RFI)



ADVARSEL! Laboratorietests har vist, at elektromagnetiske bølger og radiofrekvensbølger kan have en negativ indvirkning på ydeevnen

elektrisk drevne mobilitetskøretøjers ydeevne.

Elektromagnetisk og radiofrekvensinterferens kan stamme fra kilder såsom mobiltelefoner, telefoner, mobile tovejs (såsom walkie-talkies, walkie-talkies), radiostationer, tv-stationer, tv-stationer, amatørradio (HAM) sendere, trådløse computerforbindelser, mikrobølgesignaler, personsøgningssendere og mellemdistance mobile transceivere, der bruges af udrykningskøretøjer. I nogle tilfælde kan disse bølger forårsage utilsigtet bevægelser eller skade på kontrol kontrol system. Alle elektrisk drevne mobilitets køretøj har en immunitet (eller modstand) over for EMI. Jo højere immunitetsniveauet er, desto større er beskyttelsen mod EMI. Dette produkt er blevet testet og har bestået med et immunitetsniveau på 20 V/M.

II. SIKKERHED



ADVARSEL! Vær opmærksom på, at mobiltelefoner, tovejsradioer, bærbare computere og andre typer radiosendere kan forårsage utilsigtede bevægelser

af dit elektrisk drevne mobilitetshjælpemiddel på grund af EMI. Vær forsigtig, når du bruger nogen af disse enheder, mens du kører i dit mobilitetshjælpemiddel, og undgå at komme i nærheden af radio- og tv-stationer.



ADVARSEL! Tilføjelse af tilbehør eller komponenter til det elektrisk drevne mobilitetskøretøj kan øge køretøjets følsomhed over for


køretøjets følsomhed over for EMI. Du må ikke modificere din Travel Scooter på nogen måde, der ikke er godkendt

af os. **ADVARSEL!** Det elektrisk drevne mobilitetshjælpemiddel kan i sig selv forstyrre funktionen af andre elektriske apparater i nærheden, f.eks. alarmsystemer.

III. DIN TRAVEL SCOOTER

TILLER-KONSOL

Tiller-konsollen indeholder alle de betjeningsknapper, der er nødvendige for at køre din rejsescooter, herunder tændingsnøgle, blinklys, hornknap, hastighedsjusteringsknap, køreknap og batteristatusmåler. Se figur 5.



Figur 5. Rattkonsol



FORBUDT! Udsæt ikke styrekonsollen for fugt. I Hvis rorkonsollen udsættes for fugt, må du ikke

III. DIN REJSE-SCOOTER

Forsøg ikke at betjene din rejsescooter, før styrekonsollen er tørret grundigt.

Nøglekontakt

■ Indsæt nøglen i nøglekontakten og drej den med uret for at tænde (aktivere) din Travel Scooter.

■ Drej nøglen mod uret for at slukke for din rejsescooter. Selvom nøglen kan blive siddende i tændingslåsen, når rejsescooteren er slukket, anbefaler vi, at du tager den ud for at forhindre uautoriseret brug af din rejsescooter.



ADVARSEL! Hvis nøglen flyttes fra positionen "OFF", mens din rejsescooter er i bevægelse, aktiveres de elektroniske bremses, og

din rejsescooter vil standse brat! Gashåndtag

Med denne håndtag kan du styre fremad- og bagudkørselshastigheden på din Travel Scooter op til den maksimale hastighed, du har indstillet med hastighedsjusteringsknappen.

■ Placer din højre hånd på det højre håndtag og din venstre hånd på det venstre håndtag.

■ Brug din højre tommelfinger til at skubbe til højre side af håndtaget for at frakoble din Travel

Scooters bremses og køre fremad.

■ Slip håndtaget, og lad din Travel Scooter standse helt, før du trykker på den anden side af håndtaget for at køre baglæns.

■ Når gashåndtaget er helt slippet, vender det automatisk tilbage til midterpositionen "stop" og aktiverer bremserne på din Travel Scooter.

Hornknap

Denne knap aktiverer en advarselshorn. Din Travel Scooter skal være tændt for at hornet kan fungere. Tøv ikke med at bruge advarselshornet, hvis det kan forhindre ulykker med personskade til følge.

Hastighedsjusteringsknap

III. DIN REJSE-SCOOTER

Denne knap giver dig mulighed for at forudvælge og begrænse din rejsescooters topfart.

- Billedet af skildpadden repræsenterer den laveste hastighedsindstilling.
- Billedet af haren repræsenterer den højeste hastighedsindstilling.

Batteristatusmåler

Når nøglen er sat helt ind i tændingslåsen, viser denne måler den omtrentlige batteristyrke. For yderligere oplysninger om batteristandsmåleren, se IV. "Batterier og opladning".

BAGDEL

Den manuelle friløbsarm, anti-tip-hjul og motor/transaksels-enheden er placeret på den bageste del af din Travel Scooter. Se figur 6.




ADVARSEL! Før du sætter din Travel Scooter i eller tager den ud af friløbsstilstand, skal du fjerne nøglen fra tændingslåsen. Sæt dig aldrig

på rejsescooteren, når den er i friløbsfunktion. Sæt aldrig en rejsescooter i friløbsfunktion på en skråning.

Manuel friløbsarm

Når du har brug for eller ønsker at skubbe din Travel Scooter over korte afstande, kan du sætte den i friløbsfunktion.

1. Find den manuelle friløbsarm øverst til højre på den bageste del.
2. Skub den manuelle friløbsarm fremad for at deaktivere drivsystemet og bremsesystemet.
3. Du kan nu skubbe din rejsescooter.
4. Skub den manuelle friløbsarm bagud for at genaktivere driv- og bremsesystemerne. Dette tager din Travel Scooter ud af friløbsmodus.



Figur 6. Bageste sektion

III. DIN REJSE-SCOOTER



ADVARSEL! Når din rejsescooter er i frihjulstilstand, er bremsesystemet frakoblet.

- Deaktiver kun drivmotorerne på et plant underlag.
- Sørg for, at nøglen er fjernet fra tændingslåsen
- Stå ved siden af rejsescooteren for at aktivere eller deaktivere friløbsfunktionen. Sæt dig aldrig på en rejsescooter for at gøre dette.
- Når du er færdig med at skubbe din rejsescooter, skal du altid vende tilbage til køreindstillingen for at låse bremsene.

Anti-tip Hjul.

Anti-tip-hjulene er en integreret og vigtig sikkerhedsfunktion på din Travel Scooter. De er boltet fast til rammen bag på Travel Scooteren.



FORBUDT! Fjern ikke anti-tip-hjulene, og modificer ikke din Travel Scooter på nogen måde, der ikke er godkendt af os.

Motor/transaksel

Motor/transaksels-samlingen er en elektromekanisk enhed, der omdanner elektrisk energi fra din Travel Scooters batterier til kontrolleret mekanisk energi, der driver Travel Scooters hjul.

BATTERIPAKKE

Din Travel Scooter er udstyret med et innovativt batteripakke, der er nemt at fjerne. Et håndtag på toppen af batteripakken gør det nemt at løfte pakken af Travel Scooter med én hånd. Batteripakken indeholder to batterier (standard 20 Ah), stikket til opladerens strømkabel, hovedafbryderen (reset-knap) og batteripakkens sikring. Se figur 7.


Stik til opladerens strømkabel

Den 3-polede ende af opladerens strømkabel sættes i denne stikdåse.

Hovedafbryder (resetknap)

Når spændingen i Travel Scooterens batterier bliver lav, eller Travel Scooter er stærkt belastet på grund af for stor belastning eller stejle stigninger, kan hovedafbryderen udløses for at beskytte motoren og elektronikken mod skader.

III. DIN TRAVEL SCOOTER




Figur 7. Batteripakke (20AHh-pakke vist)

- Hovedafbryderens resetknap springer ud, når afbryderen udløses.
- Når afbryderen udløses, lukkes hele det elektriske system på din Travel Scooter ned.
- Vent et minut eller to, så din Travel Scooters elektronik kan "hvile".
- Tryk på reset-knappen for at nulstille hovedafbryderen.
- Hvis hovedafbryderen udløses ofte, skal du muligvis oplade dine batterier oftere. Du skal muligvis også få din autoriserede forhandler til at udføre en belastningstest på din Travel Scooters batterier.
- Hvis hovedafbryderen udløses gentagne gange, skal du kontakte din autoriserede forhandler for at få service.

TILLER-KONSOLENS SIKRING

Sikringen, der er placeret under batteripakken, beskytter rorkonsolens elektronik. Se figur 8.

Hvis en komponent i rorkonsollen ikke reagerer, skal du kontrollere denne sikring. Se VIII. "Grundlæggende fejlfinding" for instruktioner om udskiftning af sikringer.




Figur 8.3-Amp Tillerkonsol-sikring

III. DIN REJSE-SCOOTER

EKSTERN BATTERILADER

Den eksterne batterioplader oplader Travel Scooterens batterier, når den er tilsluttet opladerens strømkabelstik (placeret på batteripakken) og en standardstikkontakt. Se figur 9.




Figur 9. Ekstern batterioplader

III. DIN REJSE-SCOOTER



AFLÆSNING AF BATTERISSPÆNDING

Batteristatusmåleren på styrepindkonsollen angiver den omtrentlige styrke af dine batterier. Gul farve angiver, at batteriet er ved at være afladet, og rød farve angiver, at det er nødvendigt at oplade batteriet med det samme. Se figur 12. For at sikre den højeste nøjagtighed bør batteristatusmåleren kontrolleres, mens du kører din Travel Scooter med fuld hastighed på en tør, plan overflade.



Figur 12. Batteristatusmåler

OPLADNING AF BATTERIER

BEMÆRK: Batteripakken kan oplades på eller uden for rejsescooteren.

IV. BATTERIER OG OPLADNING AF



FORBUDT! Fjernelse af jordstikket kan medføre elektrisk fare. Hvis det er nødvendigt, skal du installere en godkendt 3-polet adapter korrekt

adapter korrekt til en stikkontakt med 2-benet stik.



FORBUDT! Brug aldrig en forlængerledning til at tilslutte din batterioplader direkte til en korrekt kablet standardstikkontakt.



FORBUDT! Lad ikke børn uden opsyn lege i nærheden af rejsescooteren, mens batterierne oplades. Vi anbefaler at du ikke oplader batterierne, mens rejsescooteren er i brug.



OBLIGATORISK! Læs instruktionerne om opladning af batterier i denne vejledning og i den vejledning, der følger med batteriopladeren. Før du oplader batterierne.



ADVARSEL! Der kan dannes eksplosive gasser under opladning af batterierne. Hold rejsescooteren og batteriopladeren væk fra antændelseskilder såsom flammer eller gnister, og sørg for tilstrækkelig ventilation, når du oplader batterierne.

ADVARSEL! Du skal oplade din rejsescooter med den medfølgende eksterne oplader. Brug ikke en bilbatterioplader.



ADVARSEL! Kontroller batteriopladeren, ledninger og stik for skader før hver brug. Kontakt din autoriserede

forhandler, hvis der konstateres skader.

ADVARSEL! Forsøg ikke at åbne batteriopladerens kabinet. Hvis batteriopladeren ikke synes at fungere korrekt, skal du kontakte din autoriserede forhandler.



ADVARSEL! Hvis batteri oplader er udstyret med køling slots, så forsøg ikke at indsætte genstande gennem disse slots.

IV. BATTERIER OG OPLADNING



ADVARSEL! Hvis din batterioplader ikke er testet og godkendt til udendørs brug, må den ikke udsættes for ugunstige


ekstreme vejrforhold. Hvis batteriopladeren udsættes for ugunstige eller ekstreme vejrforhold, skal den have lov til at tilpasse sig forskellen i miljøforholdene, før den bruges indendørs. Se manualen, der følger med batteriopladeren, for mere information.

Følg disse enkle trin for at oplade dine batterier på en sikker måde:

1. Placer din rejsescooter eller batteripakke tæt på en standardstikkontakt. Se figur 13.
2. Fjern nøglen fra tændingslåsen.
3. Sørg for, at den manuelle friløbsarm er i køreposition (bagud).
4. Sæt opladerens strømkabel i opladerens strømkabelstik på din rejsescooter og derefter i stikkontakten. Vi anbefaler, at du oplader batterierne i 8 til 14 timer.

BEMÆRK: LED-lamperne på opladeren angiver forskellige opladertilstande på forskellige tidspunkter. Se brugsanvisningen, der følger med opladeren, for en fuldstændig forklaring af disse indikatorer.

5. Når batterierne er fuldt opladet, skal du trække opladerens strømkabel ud af stikkontakten og derefter ud af opladerens strømkabelstik.



Figur 13. Opladning af batterierne
(Batteripakken fjernet)

BEMÆRK: Der er en opladerhæmningsfunktion på din rejsescooter. Rejsescooteren kører ikke, og batteriets tilstand

IV. BATTERIER OG OPLADNING

fungerer ikke, mens batterierne oplades (når batteripakken oplades på rejsescooteren).

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvordan fungerer opladeren?

Når batterispændingen på din Travel Scooter er lav, arbejder opladeren hårdere og sender mere strøm til batterierne for at øge deres opladning. Når batterierne nærmer sig fuld opladning, sender opladeren mindre og mindre strøm. Når batterierne er fuldt opladet, er strømmen fra opladeren næsten nul ampere. Derfor opretholder opladeren, når den er tilsluttet, opladningen på dine Travel Scooter-batterier, men overoplader dem ikke. Vi anbefaler ikke, at du oplader batterierne til din Travel Scooter i mere end 24 timer i træk.

Hvad hvis min Travel Scooters batterier ikke oplader?

- Sørg for, at sikringen på batteripakken er i funktionsdygtig stand.
- Sørg for, at begge ender af opladerens strømkabel er sat helt i.

Kan jeg bruge en anden oplader?

Opladere vælges nøje til bestemte anvendelsesformål og er specielt tilpasset til den specifikke batteritype, størrelse og kemiske sammensætning. For at sikre den sikreste og mest effektive opladning af batterierne til din rejsescooter anbefaler vi, at du bruger den oplader, der fulgte med som originalt tilbehør til din scooter. Enhver opladningsmetode, der medfører, at batterierne oplades individuelt, er strengt forbudt.

Hvor ofte skal jeg oplade batterierne?

Der er to vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når du beslutter, hvor ofte du skal oplade batterierne til din Travel Scooter:

- Daglig brug hele dagen.
- Sjældent eller sporadisk brug.

Med disse overvejelser in mente kan du bestemme, hvor ofte og hvor længe du skal oplade batterierne til din Travel Scooter. Batteriopladeren blev designet, så den ikke overoplader batterierne til din Travel Scooter.

Du kan dog støde på nogle problemer, hvis du ikke oplader dine batterier 27

V. BATTERIER OG OPLADNING

ofte nok og ikke oplader dem regelmæssigt. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre sikker og pålidelig batteridrift og opladning.

- Hvis du bruger din Travel Scooter dagligt, skal du oplade batterierne, så snart du er færdig med at bruge den for dagen. Din Travel Scooter vil så være klar hver morgen. Vi anbefaler, at du oplader batterierne på din Travel Scooter i 8 til 14 timer efter daglig brug.
- Hvis du bruger din Travel Scooter en gang om ugen eller mindre, skal du oplade dens batterier mindst en gang om ugen i 12 til 14 timer ad gangen.
- Hold din Travel Scooters batterier fuldt opladede.
- Undgå at aflade din rejsescooters batterier helt.

Hvordan kan jeg sikre maksimal batterilevetid?

Fuldt opladede deep-cycle-batterier giver pålidelig ydeevne og forlænget batterilevetid. Hold batterierne på din Travel Scooter fuldt opladede, når det er muligt. Beskyt din Travel Scooter og batterierne mod ekstrem varme eller kulde. Batterier, der regelmæssigt og dybt aflades, sjældent oplades, opbevares ved ekstreme temperaturer eller opbevares uden at være fuldt opladede, kan blive permanent beskadiget, hvilket kan medføre upålidelig ydeevne og begrænset levetid.

Hvordan kan jeg opnå maksimal rækkevidde eller afstand pr. opladning?

Det er sjældent, at du har ideelle kørselsforhold – glatte, flade, hårde køreflader uden vind eller kurver. Ofte vil du møde bakker, revner i fortovet, ujævne og løstpakkede overflader, kurver og vind, som alle påvirker kørselsafstanden pr. batteriopladning. Nedenfor er et par forslag til, hvordan du opnår maksimal rækkevidde pr. batteriopladning.

- Oplad altid batterierne på din Travel Scooter fuldt ud inden daglig brug.
- Begræns din bagagevægt til det nødvendige.
- Forsøg at holde en jævn hastighed, mens din rejsescooter er i bevægelse.
- Undgå at køre med stop-and-go.

VI. BATTERIER OG OPLADNING



ADVARSEL! Batterier indeholder ætsende kemikalier Brug kun AGM- eller gelcellebatterier for at reducere risikoen for

lækage eller eksplosive forhold.

BEMÆRK: Forseglede batterier kan ikke repareres. Fjern ikke hæfterne.

Hvordan skifter jeg batteri i min rejsescooter?



OBLIGATORISK! Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør indeholder blyforbindelser.

Brug beskyttelsesbriller og handsker, når du håndterer batterier, og vask hænder efter håndtering.



ADVARSEL! Brug altid to batterier af nøjagtig samme type, kemiske sammensætning og ampere-time (Ah) kapacitet. Se

specifikationstabellen i denne vejledning og i den vejledning, der følger med

batteriopladeren for anbefalede typer og kapaciteter.




ADVARSEL! Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift altid begge batterier på samme tid.

ADVARSEL! Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål vedrørende batterierne i din rejsescooter.

ADVARSEL! Udskift ikke batterierne, mens rejsescooteren er i brug. **ADVARSEL!** Batterierne på din rejsescooter må kun serviceres eller udskiftes af en autoriseret forhandler eller en kvalificeret tekniker.

1. Fjern batteripakken fra rejsescooteren.
2. Vend forsigtigt pakken på hovedet.
3. Fjern de otte (8) skruer fra batteripakkens omkreds.
4. Vend forsigtigt pakken med den rigtige side opad, og fjern låget.
5. Frakobl de sorte (-) og røde (+) batterikabler fra batteripolerne på hvert batteri: Se figur 14.
6. Fjern de gamle batterier.
7. Sæt de nye batterier i batteripakken.
8. Tilslut det røde batterikabel til den positive (+) batteripol på hvert batteri

IV. BATTERIER OG OPLADNING



Figur 14. Udskiftning af batterier.

9. Tilslut det sorte batterikabel til den negative (-) batteripol på hvert batteri.
10. Sæt låget tilbage på batteripakken, og sørg for, at alle ledninger er inde i pakken, så de ikke bliver klemte.
11. Vend forsigtigt pakken på hovedet.
12. Sæt alle skruer på plads igen og stram dem.

BEMÆRK: 17Ah-batterier kræver, at en møtrik og bolt fjernes, når batterikablet afmonteres fra batteripolen.

BEMÆRK: Hvis du støder på et beskadiget eller revnet batteri, skal du straks lægge det i en plastikpose og kontakte dit lokale affaldsselskab eller en autoriseret leverandør for at få instruktioner om bortskaffelse og genbrug af batterier, hvilket er vores anbefalede fremgangsmåde.

Hvorfor virker mine nye batterier svage?

Deep-cycle-batterier anvender en anden kemisk teknologi end den, der bruges i bilbatterier, nikkel-cadmium-batterier (Nicads) og andre almindelige batterityper. Deep-Cycle-batterier er specielt designet til at levere strøm, aflade deres opladning og derefter acceptere en relativt hurtig genopladning (8 til 14 timer).

Vi arbejder tæt sammen med din batteriproducent for at levere batterier, der bedst passer til din rejsescooters specifikke elektriske behov. Nye batterier leveres fuldt opladede til vores kunder. Under transporten kan batterierne blive udsat for ekstreme temperaturer, der kan påvirke deres indledende ydeevne. Varme mindsker batteriets opladning, kulde nedsætter den tilgængelige strøm og forlænger den tid, der er nødvendig for at genoplade batteriet.

IV. BATTERIER OG OPLADNING

Det kan tage et par dage, før temperaturen i din Travel Scooters batterier stabiliserer sig og tilpasser sig den nye rum- eller omgivelsestemperatur. Det er endnu vigtigere, at det tager et par opladningscyklusser (delvis afladning efterfulgt af fuld genopladning) at etablere den kritiske kemiske balance, der er afgørende for en deep-cycle-batteris optimale ydeevne og levetid.

Følg disse trin for at indkøre dine Travel Scooters nye batterier korrekt og opnå maksimal effektivitet og levetid.

1. Oplad ethvert nyt batteri fuldt ud inden første brug. Denne opladningscyklus bringer batteriet op på ca. 88 % af dets maksimale ydeevne.
2. Kør din nye Travel Scooter i velkendte og sikre områder. Kør langsomt i starten, og kør ikke for langt væk fra dit hjem eller velkendte omgivelser, før du er blevet vant til Travel Scooterens betjeningsknapper og har kørt Travel Scooterens batterier ordentligt ind.
3. Oplad batterierne fuldt. De skal være på over 90 % af deres maksimale ydeevne.
4. Kør igen på din rejsescooter.
5. Oplad batterierne fuldt igen.
6. Efter fire eller fem opladningscyklusser kan batterierne oplades til 100 % af deres maksimale ydeevne og holder i lang tid.

Hvad med offentlig transport?

Hvis du har til hensigt at benytte offentlig transport med din Travel Scooter, skal du kontakte transportudbyderen på forhånd for at få oplyst deres specifikke krav.

V. BRUG

FØR DU STIGER OP PÅ DIN TRAVEL SCOOTER

- Har du opladet batterierne fuldt ud? Se IV. "Batterier og opladning"
- Er den manuelle friløbsarm i køreposition (bagud)? Lad aldrig den manuelle friløbsarm stå i fremadgående position, medmindre du skubber manuelt. din rejsescooter.
- Sørg for, at håndtagsslåsen er i ulåst position. Se VII. "Demontering og samling".

V.BETJENING

STIG PÅ DIN REJSE-SCOOTER.

1. Sørg for, at nøglen er fjernet fra tændingslåsen.



ADVARSEL! Forsøg aldrig at stige op på eller af din rejsescooter uden først at fjerne nøglen fra tændingslåsen.

Dette forhindrer rejsescooteren i at bevæge sig, hvis der ved et uheld kommer kontakt med gashåndtaget.

2. Stil dig ved siden af din rejsescooter.
3. Løsn sædets drejehåndtag, og drej sædet, indtil det vender mod dig.
4. Sørg for, at sædet er fastgjort korrekt.
5. Sæt dig komfortabelt og sikkert i sædet.
6. Løsn sædets drejehåndtag og drej sædet, indtil du sidder med ansigtet fremad.
7. Sørg for, at sædet er fastgjort korrekt.
8. Sørg for, at dine fødder står sikkert på gulvet.

JUSTERINGER OG KONTROL FØR KØRSEL

- Er sædet i den rigtige højde? Se VI. "Komfortjusteringer".
- Er sædet fastgjort korrekt?
- Er styret i en behagelig position og fastgjort? Se VI. "Komfortjusteringer".
- Er nøglen sat helt ind i nøglekontakten og drejet med uret til positionen "on"?
- Fungerer Travel Scooters horn korrekt?
- Er din planlagte rute fri for mennesker, kæledyr og forhindringer?
- Har du planlagt din rute, så du undgår vanskeligt terræn og så mange stigninger som muligt?

BRUG AF DIN REJSE-SCOOTER



ADVARSEL! Følgende kan have en negativ indvirkning på styringen og stabiliteten, når du betjener din rejsescooter

- **At holde fast i eller fastgøre en snor for at gå tur med dit kæledyr.**
- **At transportere passagerer (herunder kæledyr)**
- **At hænge genstande på rorpinden.**

V.DRIFT

■ **At blive trukket eller skubbet af et andet motorkøretøj. Sådanne handlinger kan medføre tab af kontrol og/eller væltning, hvilket kan resultere i personskade.** Hold begge hænder på styret og fødderne på gulvbrættet under hele kørslen med din Travel Scooter. Denne kørestilling giver dig den bedste kontrol over dit køretøj.

■ Indstil hastighedsknappen til den ønskede hastighed.

■ Tryk tommelfingeren mod den relevante side af gashåndtaget.

■ Den elektromekaniske skiveparkeringsbremse frigøres automatisk, og Travel Scooter accelererer jævnt til den hastighed, du har valgt med hastighedsknappen.

■ Træk i venstre håndtag for at styre din Travel Scooter til venstre.

■ Træk i højre håndgreb for at styre din Travel Scooter til højre.

■ Flyt styret til midterpositionen for at køre ligeud.

■ For at stoppe skal du langsomt slippe gashåndtaget. De elektroniske bremses aktiveres automatisk, når din Travel Scooter standser.

BEMÆRK: Din Travel Scooters bakhastighed er langsommere end den fremadgående hastighed, du har indstillet med hastighedsjusteringsknappen.

STIG AF DIN TRAVEL SCOOTER

1. Bring din Travel Scooter til fuldstændig standsning.
2. Tag nøglen ud af tændingslåsen.
3. Løsn sædets drejehåndtag, og drej sædet, indtil du vender mod siden af din Travel Scooter.
4. Sørg for, at sædet er fastgjort korrekt.
5. Stå forsigtigt og sikkert ud af sædet og stil dig ved siden af din Travel Scooter.
6. Du kan lade sædet vende mod siden for at gøre det lettere at stige på din Travel Scooter næste gang.

STRØMAFBRYDELSESTIMER

Din Travel Scooter er udstyret med en energibesparende automatisk slukning-timerfunktion, der er designet til at bevare batteriets levetid. Hvis du ved en fejl lader nøglen sidde i tændingslåsen og i positionen "on", men ikke bruger din Travel Scooter i cirka 20 minutter, vil Travel Scooterens controller

V.BETJENING

lukkes automatisk ned. Hvis nedlukningstimerfunktionen træder i kraft, skal du udføre følgende trin for at genoptage normal drift.

1. Fjern nøglen fra tændingslåsen.
2. Indsæt nøglen igen og tænd for din Travel Scooter.

VI KOMFORT JUSTERINGER

STYRVINKEL JUSTERING



ADVARSEL! Fjern nøglen fra tændingslåsen, før du justerer styret eller sædet. Forsøg aldrig at justere styret eller sædet

mens rejsescooteren er i bevægelse.


Din Travel Scooter er udstyret med en justerbar drejelig styrstang.

1. Mens du støtter rattet, drejer du rattets justeringsknap mod uret for at løsne rattet.

Se figur 15.

2. Flyt styret til en behagelig position.

3. Drej justeringsknappen til styret med uret for at fastgøre styret i position.




Figur 15. Justeringsknap til styret.

BEMÆRK: For at sænke styret helt, skal du først fjerne sædet og batteripakken. Fjern sædet ved at trække det lige op og af rejsescooteren.

JUSTERING AF SÆDETS ROTATION

Sæderotationshåndtaget, der er placeret på højre side af sædet



Figur 16. Sæde

VI KOMFORTJUSTERINGER

basen, fastgør sædet i flere positioner.

1. Træk op i sædets drejehåndtag for at frigøre sædet.
2. Drej sædet til den ønskede position.
3. Slip håndtaget for at fastgøre sædet på plads.

JUSTERING AF ARMLÆN


Armlænets bredde kan justeres indad eller udad.

1. Løsn justeringsknapperne til armlænet. Se figur 16.
2. Brug den medfølgende ring til at trække og fjerne låsepindene.
3. Skub armlænene ind eller ud til den ønskede bredde.
4. Juster justeringshullerne på sæderammen og armlænet, og sæt derefter låsepindene på plads igen.
5. Stram armlænets justeringsknapper.


BEMÆRK: Vip armlænene opad for at gøre det lettere at sætte sig på og stige af din Travel Scooter.

Justering af sædehøjde

Sædet kan indstilles til forskellige højder. Se figur 17.



Figur 17. Justering af sædehøjde



Figur 18. Forreste opbevaringsrum.

1. Fjern sædet og batteripakken fra din Travel Scooter.
2. Brug den medfølgende ring til at trække og fjerne låsepinden fra den nederste sædepind.
3. Hæv eller sænk den øverste sædepind til den ønskede sædehøjde.
4. Mens du holder den øverste sædepind i den højde, skal du justere justeringshullerne på den øverste og nederste sædepind.
5. Indsæt låsepinden helt
6. Sæt batteripakken og sadlen på plads igen.

VI KOMFORTJUSTERINGER

FORREST OPBEVARINGSOMRÅDE


Din Travel Scooter er udstyret med et forreste opbevaringsrum, der kan fjernes, hvis der er behov for ekstra ben- eller fodplads. **Se figur 18.** Fjern skruerne for at adskille den lille kurv fra Travel Scooter.

BEMÆRK: Som en sikkerhedsforanstaltning bør du undgå at opbevare tegnebøger, nøgler eller værdigenstande i opbevaringsrummet.

VII. DEMONTERING OG MONTERING

ADSKILLELSE

Du kan adskille rejsescooteren i fire dele: sædet, stellet, kurven og batteripakken. **Se figur 19.**



Figur 19. Adskilt Travel

Der kræves ingen værktøj til at skille eller samle din Travel Scooter. Skil eller saml altid din Travel Scooter på en plan, tør overflade med tilstrækkelig plads til at arbejde og bevæge dig rundt – ca. 1,5 meter i alle retninger. Husk, at nogle af Travel Scooters komponenter er tunge, og at du muligvis har brug for hjælp til at løfte dem.

Der kræves ingen værktøj til at skille eller samle din Travel Scooter. Skil eller saml altid din Travel Scooter på en plan, tør overflade med tilstrækkelig plads til at arbejde og bevæge dig rundt – ca. 1,5 meter i alle retninger. Husk, at nogle af Travel Scooters komponenter er tunge, og at du muligvis har brug for hjælp til at løfte dem.

VII. ADSKILLING OG SAMLING



ADVARSEL! Løft ikke vægte, der overstiger din fysiske formåen. Bed om hjælp, når det er nødvendigt, mens du adskiller eller

samling af din rejsescooter.

1. Fjern sædet ved at løfte det lige op og af Travel Scooter. Hvis du møder modstand, når du fjerner sædet, skal du frigøre sædets drejehåndtag og dreje sædet frem og tilbage, mens du løfter det op.

2. Fjern batteripakken fra rejsescooteren. Adskillelse af rammen

1. Sænk styret og stram den højere justeringsknap.

SAMLING

1. Løft styret og stram justeringsknappen til styret helt.

2. Sæt batteripakken på plads igen.

3. Sæt sædet på plads igen, og drej det, indtil det sidder fast.

VIII. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING AF .

Alle elektromekaniske enheder kræver lejlighedsvis fejlfinding. De fleste af de problemer, der kan opstå, kan dog normalt løses med lidt omtanke og sund fornuft. Mange af disse problemer opstår, fordi batterierne ikke er fuldt opladede, eller fordi batterierne er slidte og ikke længere kan holde på strømmen.

DIAGNOSTISKE BIP-KODER

De diagnostiske bipkoder til din Travel Scooter er designet til at hjælpe dig med hurtigt og nemt at udføre grundlæggende fejlfinding. Der lyder en diagnostisk bipkode, hvis en af nedenstående tilstande opstår.

BEMÆRK: Din Travel Scooter kører ikke, medmindre bipkodeforholdet er løst, og Travel Scooter er blevet slukket og tændt igen.

Hvad hvis alle systemerne på min Travel Scooter virker "døde"?

■ Sørg for, at nøglen er i positionen "on".

■ Kontroller, at batterierne er fuldt opladede.

■ Tryk på resetknappen på hovedafbryderen. Se III. "Din rejsescooter".

■ Sørg for, at timeren til nedlukning ikke er blevet aktiveret


VIII. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING.

Se V. "Betjening".


■ Kontroller sikringen på styrescooterens konsol, der er placeret under batteripakken.

Sådan kontrolleres en sikring:

1. Fjern sikringen ved at trække den ud af sin holder.
2. Undersøg sikringen for at sikre, at den er sprunget. Se figur 20 og 21.
3. Indsæt en ny sikring med den korrekte styrke.



Figur 20. Velfungerende sikring



Figur 21. Sprunget sikring



ADVARSEL! Den nye sikring sikring skal have nøjagtig samme styrke som den gamle sikring. Hvis der ikke anvendes sikringer med den korrekte styrke, kan det medføre

skader på det elektriske system

Hvad hvis batterierne til rejsescooteren ikke kan oplades?

- Kontroller sikringen på batteripakken. Udskift den om nødvendigt.
- Hvis opladerens LED-lamper ikke indikerer fuld opladning under opladningen, skal du kontrollere sikringen på batteripakken og udskifte den om nødvendigt.
- Sørg for, at begge ender af opladerens strømkabel er sat helt i.
- Hvis batteripakkens sikring hele tiden springer, skal du kontakte din autoriserede forhandler for at få service.

Hvad skal jeg gøre, hvis rejsescooteren ikke bevæger sig, når jeg trykker på gashåndtaget?

- Når den manuelle friløbsarm skubbes fremad, frigøres bremserne, og al strøm til motor/transaksel afbrydes.
- Træk den manuelle friløbsarm tilbage, sluk for scooteren, og derefter

VIII. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING

tænd den igen for at vende tilbage til normal drift.

Hvad skal jeg gøre, hvis hovedafbryderen gentagne gange udløses?

- Hvis hovedafbryderen udløses gentagne gange, skal du kontakte din autoriserede servicetekniker.
 - Oplad rejsescooterens batterier oftere. Se IV. "Batterier og opladning".
 - Hvis problemet fortsætter, skal du få begge batterier i din rejsescooter testet af din autoriserede forhandler.
 - Du kan også selv udføre belastningstesten. Batteribelastningstestere kan købes i de fleste autoudstørsforretninger.
 - Følg anvisningerne, der følger med belastningstesteren.
 - Se IV. "Batterier og opladning" eller "Bilag I-specifikationer" for information om batteritypen til din rejse-scooter.
- Hvad skal jeg gøre, hvis batterimåleren falder kraftigt, og motoren rykker eller tøver, når jeg trykker på gashåndtaget?
- Oplad din rejsescooters batterier fuldt. Se IV. "Batterier og opladning".
 - Få din autoriserede forhandler til at udføre en belastningstest af hvert batteri.
 - Eller se det foregående spørgsmål om fejlfinding for at teste batterierne selv. Hvis du oplever problemer med din rejsescooter, som du ikke kan løse, skal du straks kontakte din autoriserede forhandler for at få oplysninger om vedligeholdelse og service.

IX. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF REJSE

Din rejsescooter kræver kun minimal pleje og vedligeholdelse. Hvis du ikke føler dig sikker på at kunne udføre nedenstående vedligeholdelse, kan du aftale en inspektion og vedligeholdelse hos din Foretag regelmæssigt inspektion af din rejsescooters dæk for tegn på slitage.

UDVENDIGE OVERFLADER

Kofangere, dæk og lister kan med fordel behandles med en gummi- eller vinylbalsam fra tid til anden.



ADVARSEL! Brug ikke gummi- eller vinylbalsam på rejsescooteren. Scooters vinylsæde eller dækslidbane, da de vil blive farligt glat.

VIII. GRUNDLÆGGENDE FEJLFINDING

■ ■ (2)	Batterispændingen er for lav til at betjene rejsescooteren	Oplad fuldt, indtil opladeren og eventuelle målere angiver, at opladningen er færdig.
■ ■ ■ (3)	Batterispændingen er for høj til at betjene Travel Scooter	Kontakt din autoriserede forhandler for at få hjælp.
■ ■ ■ ■ ■ (5)	Solenod-bremse udløst. Den manuelle friløbsarm kan være i friløbsposition	Fjern nøglen, skub derefter den manuelle friløbsarm til køreposition, og start din Travel Scooter igen.
■ ■ ■ ■ ■ ■ (6)	Gashåndtaget er gået i baglås. Gashåndtaget kan være blevet trykket ned, mens nøglen blev sat i	Slip gashåndtaget helt. Indsæt derefter nøglen igen.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7)	Gashåndtaget er blevet aktiveret. Gashåndtaget kan være blevet trykket ned, mens nøglen blev sat i	Kontakt din autoriserede forhandler for at få hjælp.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (8)	Rejsescooterens motor er afbrudt	Kontakt din autoriserede forhandler for at få hjælp.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (9)	Mulig controller-udløsning. Du forsøger muligvis at installere batteripakken, mens nøglen er indsat, eller motorcontrolleren er muligvis i overophedet beskyttelsesmodus	Sluk din rejsescooter i mindst et par minutter, så controlleren kan køle af, eller prøv at sætte nøglen i tændingslåsen igen.

IX. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING OG DESINFEKTION

Brug en fugtig klud og et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel til at rengøre plast- og metaldelene på din Travel Scooter. Undgå at bruge produkter, der kan ridse overfladen på din Travel Scooter.

Rengør om nødvendigt dit produkt med et godkendt desinfektionsmiddel. Sørg for, at desinfektionsmidlet er sikkert at bruge på dit produkt, inden du påfører det.



ADVARSEL! Følg alle sikkerhedsinstruktioner for korrekt brug af desinfektionsmidlet og/eller rengøringsmidlet, inden du påfører det på dit produkt. Manglende overholdelse kan medføre hudirritation eller for tidlig forringelse af polstring og/eller Travel Scooters overflader.

BATTERITERMINALFORBINDELSER

Sørg for, at terminalforbindelserne forbliver stramme og ikke er korroderede.

LEDNINGSBUNDTER

Kontroller regelmæssigt alle ledningsforbindelser.

Kontroller regelmæssigt alle ledningsisoleringer, herunder opladerens strømkabel, for slitage eller beskadigelse.

Få din autoriserede forhandler til at reparere eller udskifte eventuelle beskadigede stik, forbindelser eller isolering, som du finder, inden du bruger din Travel Scooter igen.



FORBUDT! Selvom rejsescooteren har bestået de nødvendige testkrav for indtrængning af væsker, bør du

Hold elektriske forbindelser væk fra fugtkilder, herunder direkte udsættelse for vand eller kropsvæsker og inkontinens. Kontroller elektriske komponenter regelmæssigt for tegn på korrosion og udskift dem om nødvendigt. ABS-PLASTIKAFSKÆRMNINGER

Afskærmningsdelene er fremstillet af holdbart ABS-plast og er belagt med en avanceret urethanmaling. En let påføring af bilvoks hjælper afskærmningerne med at bevare deres høje glans.

AKSELLEJER OG MOTOR/TRANSAKSELENHED

Disse dele er alle forsmurte, forseglede og kræver ingen efterfølgende smøring. 40

IX.PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

MOTORBØRSTER

Motorens børster er placeret inde i motor-/transakselenheden. De bør regelmæssigt kontrolleres for slitage af din autoriserede forhandler.

KONSOL, OPLADER OG ELEKTRONIK BAG

Hold disse områder fri for fugt.

Lad disse områder tørre grundigt, hvis de har været udsat for fugt, inden du bruger din rejsescooter igen.

UDSKIFTNING AF NYLONLÅSEMØTRIK

Enhver nylonindsatsslåsmøtrik, der fjernes under periodisk vedligeholdelse, samling eller adskillelse af rejsescooteren, skal udskiftes med en ny møtrik. Nylonindsatsslåsmøtrikker bør ikke genbruges, da det kan beskadige nylonindsatsen og resultere i en mindre sikker pasform. Erstatningsnylonindsatsslåsmøtrikker kan købes i lokale isenkræmmere eller gennem din autoriserede forhandler.

OPBEVARING AF DIN REJSE-SCOOTER

Hvis du ikke har planer om at bruge din rejsescooter i længere tid, er det bedst at:

1. Oplad batterierne fuldt ud inden opbevaring.
2. Fjerne batteripakken fra rejsescooteren.
3. Opbevare din rejsescooter i et varmt, tørt miljø.
4. Undgå at opbevare din rejsescooter, hvor den vil blive udsat for ekstreme temperaturer.

Batterier, der regelmæssigt aflades fuldstændigt, sjældent oplades, opbevares ved ekstreme temperaturer eller opbevares uden at være fuldt opladet, kan blive permanent beskadiget, hvilket kan medføre upålidelig ydeevne og begrænset levetid. Det anbefales, at du oplader rejsescooterens batterier med jævne mellemrum under længerevarende opbevaring for at sikre korrekt ydeevne.



ADVARSEL! Beskyt altid batterier mod frost og oplad aldrig et frossent batteri.

Ved længerevarende opbevaring kan du placere flere brædder under rammen på din Travel Scooter for at løfte den fra jorden. Dette fjerner vægten fra dækkene og mindsker risikoen for, at der opstår flade pletter på de områder af dækkene, der er i kontakt med jorden.

IX.PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

BORTSKAFFELSE AF DIN SCOOTER

Din rejsescooter skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale og nationale lovbestemmelser. Kontakt dit lokale affaldsbortskaffelsesagentur eller din autoriserede leverandør for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse af emballage, metalkomponenter, plastkomponenter, elektronik og batterier.

x. GARANTI

FEM ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

I fem år fra købsdatoen vil vi efter eget valg reparere eller udskifte følgende dele til den oprindelige køber, hvis en autoriseret repræsentant for os ved en undersøgelse finder, at de er defekte med hensyn til materiale og/eller udførelse:

Strukturelle rammekomponenter, herunder:

■ Platform ■ Gaffel ■ sadelpind ■ rammesvejsninger

TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Alle elektroniske dele, herunder controllere og batteriopladere, har to (2) års garanti. Service på controlleren eller batteriopladeren skal udføres af din autoriserede forhandler. Ethvert forsøg på at åbne eller adskille disse dele medfører, at garantien på den pågældende del bortfalder.

ET ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

I et år fra købsdatoen vil vi efter eget valg reparere eller udskifte følgende dele til den oprindelige køber, hvis en autoriseret repræsentant for os ved en undersøgelse finder, at de er defekte i materiale og/eller udførelse: Drivlinje, herunder:

■ differentiale ■ motor ■ bremse

SEKS MÅNEDERS GARANTI

Batterierne er dækket af en separat seks (6) måneders garanti, der ydes af batteriproducenten. Gradvis forringelse af ydeevnen som følge af, at batteriet har været i afladet tilstand, har været udsat for kulde i længere tid eller er blevet slidt op ved intensiv brug, er ikke dækket.

GARANTI PÅ RENOVEREDE ENHEDER

Alle rekonfigurerede enheder er dækket af en seks måneders garanti fra os, der gælder fra købsdatoen.

x. GARANTI

GARANTIUNDTAGELSER

Denne garanti dækker ikke dele, der skal udskiftes på grund af normal slitage.

- ABS-plastkapper
- Dæk og pærer
- Polstring og sæder.
- Omstændigheder, der er uden for vores kontrol.
- Arbejdskraft, servicebesøg, forsendelse og andre omkostninger i forbindelse med produktet, medmindre dette på forhånd er godkendt af vores mobilitetsproduktvirksomhed.
- Reparationer og/eller ændringer foretaget på nogen del af rejsescooteren uden specifik og forudgående samtykke fra os.

UNDTAGELSER OMFATTER OGSÅ KOMPONENTER MED SKADER FORÅRSAGET AF:

- Forurening
- Misbrug, forkert brug, ulykke eller uagtsomhed. Spild eller
- lækage af batterivæske
- Kommerciel brug eller brug, der afviger fra normal brug
- Forkert betjening, vedligeholdelse eller opbevaring

- Batterier, der ikke vedligeholdes korrekt i henhold til de anbefalede opladnings- og opbevaringsprocedurer

Der er ingen andre udtrykkelige garantier.

Implicitte garantier, herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er begrænset til et år fra den oprindelige købsdato og i det omfang, loven tillader det. Alle implicitte garantier er udelukket. Dette er det eneste retsmiddel. Ansvar for følgeskader under alle garantier er udelukket.

Nogle stater tillader ikke begrænsninger i, hvor længe en implicit garanti varer, eller tillader ikke udelukkelse af begrænsning af tilfældige eller følgeskader. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke for dig.

BILAG I – SPECIFIKATION

Modelnumre	Blimo X-40
Maksimal sikker hældning	Se figur 1.
Maksimal klatreevne	Se figur 1.
Maksimal forhindring klatreevne	2 tommer (5 cm)
Farver	Rød, blå, sølv (udskiftelige paneler)
Samlet længde	110 cm
Samlet bredde	51 cm
Samlet vægt uden batterier	41,2 kg
Tungeste stykke når det er adskilt (forreste del)	29,2 kg
Drejeradius	125 cm
Hastighed (maksimal)	Variabel op til 6 km/t
Rækkevidde pr. opladning	(med 20 Ah batterier) op til 28 km
Frihøjde	8,2 cm ved midterrammen
Vægtkapacitet	150 kg
Standard sæde	Type: sammenklappelig
Drivsystem	Baghjulstræk, forseglet transaksel, 24 volt DC motor, 250 W,
Dobbelt bremsesystem	Elektronisk, regenerativt og elektromekanisk
Dæk3	Type: massive Størrelse: 22cm
Batteri	24 V 20 Ah lithium (480 Wh)
Batteripakkens vægt	20 Ah: 4,3 kg
Batterioplader	Ekstern oplader